

JOVS

Svetelná maska na krk a hrudník

Používateľská príručka

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte túto príručku,
ktorá obsahuje „Záručný list produktu“.

Instagram
Jovs_czsk

1. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali produkty JOVS. Aby ste zaistili optimálny používateľský komfort a efektivitu, pred použitím si prosím pozorne prečítajte obsah tohto návodu.

2. POPIS ZARIADENIA

- 1. LED JOVS Maska na krk a hrudník
- 2. Nabíjací kábel typu C
- 3. Ovládač
- 4. Pevný popruh

Ovládač obsahuje zobrazenie režimu (HIGH / MED / LOW), tlačidlo zapnutia/vypnutia a prepínania režimov a LED indikáciu.

3. SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

KROK 1

Umyte a osušte krk.

KROK 2

Pripojte hlavnú jednotku k ovládaču a nastavte popruh. Nasadte si produkt a podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 1,5 sekundy, aby sa zapnul. Po zapnutí sa automaticky nastaví režim 1. Krátkym stlačením tlačidla pre výber režimu môžete prepínať medzi režimami.

KROK 3

Po uplynutí 20 minút sa maska automaticky vypne. Masku zložte a pokračujte vo svojej každodennej starostlivosti o pleť. Masku odporúčame používať 3-5 krát týždenne.

4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nepoužívajte, ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín:

1. Tehotné ženy alebo ženy plánujúce tehotenstvo.
2. Osoby citlivé na svetlo alebo osoby, ktoré v súčasnosti užívajú fotosenzitívne lieky.
3. Osoby s genetickými poruchami očí alebo kožnými ochoreniami (napríklad lupus erythematoses, fotosenzitívny ekzém alebo vitiligo).

Pokyny k nabíjaniu:

1. Ovládač obsahuje lítium-iónovú polymérovú batériu. Nepoužívajte ho počas nabíjania. (Poznámka: Používanie ovládača počas nabíjania poškodí batériu a zariadenie. Hlavná jednotka sa nezapne a nebude fungovať.)
2. Pred prvým použitím ovládač plne nabite. Pripojte USB nabíjací kábel k ovládaču a potom ho zapojte do zdroja napájania, aby sa spustilo nabíjanie. (Poznámka: Okrem ovládania vypínača, výberu režimu a nastavenia času funguje ovládač tiež ako powerbanka. Počas nabíjania preto jednoducho pripojte nabíjací kábel typu C k ovládaču.)
3. Keď kontrolka ovládača bliká, zariadenie sa nabíja. Keď kontrolka ovládača svieti trvale (neblinká), nabíjanie je dokončené.

5. TEST FOTOSENZITIVITY

Pred prvým použitím tohto produktu vykonajte test fotosenzitivity.

- **Krok 1:** Umiestnite produkt na predlaktie a zapnite ho, aby ožaroval po dobu 10 minút. Ak sa na koži objavia príznaky ako začervenanie alebo svrbenie, znamená to potenciálnu fotosenzitivitu. Odporúčame prerušiť používanie a pred ďalším použitím sa poradiť s dermatológom.
- **Krok 2:** Pred použitím očistite a osušte krk (bez make-upu), aby potenciálne fotosenzitívne zložky v kozmetických prípravkoch neovplyvňovali účinnosť starostlivosti o pleť.
- **Krok 3:** Po použití môže pokožka mierne sčervenať, čo je normálna reakcia, ktorá by mala v priebehu 1-2 hodín odznieť. Ak pocítite pálenie alebo akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte prípravok používať.

6. OPATRENIA

NEBEZPEČENSTVO (Nepoužívajte v kúpeľni):

1. Používatelia elektronických zariadení, ako sú kardiostimulátory, EKG skenery, umelé kardiopulmonálne prístroje, infúzne pumpy atď., by tento výrobok nemali používať. Nesprávna obsluha lekárskeho elektronického zariadenia môže spôsobiť nehody a fyzické nepohodlie.
2. Nepoužívajte v blízkosti naplnených vaní, sprchových vaničiek, umývadiel alebo iných nádob. Udržujte výrobok a zdroj napájania v suchu.
3. Nepoužívajte v blízkosti sporákov alebo pod vývodmi klimatizácie, aby nedošlo k nehodám a poruchám produktu.
4. Nepoužívajte, ak je produkt, diaľkové ovládanie alebo napájací kábel poškodený, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
5. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a detí, aby nedošlo k nehodám.
6. Tento produkt nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody, aby nedošlo k poruchám alebo nehodám. Nepoužívajte, ak bol ponorený.

UPOZORNENIE:

1. Tento výrobok je určený na použitie na krku. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.

2. Aby bola zaistená normálna prevádzka, výrobok nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte sami.
3. Počas menštruácie alebo dojčenia používajte v prípade potreby podľa odporúčania lekára.
4. Používajte nabíjacie zariadenie, ktoré zodpovedá vstupnému napätiu výrobku, a dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia. Nedoporučuje sa kombinovať s inými nekompatibilnými nabíjacími zariadeniami.

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

Pri bežnom používaní poskytuje tento produkt jednoročnú záruku na akékoľvek problémy s kvalitou hlavnej jednotky. Poškodenia alebo problémy, ktoré nie sú považované za súvisiace s kvalitou produktu, nie sú kryté zárukou.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok počas používania sa obráťte na zákaznícky servis.

Názov produktu: JOVS LED maska na krk a hrudník

Kontrola: Certifikovaný vysoko kvalitný produkt

Dátum: _____ **Inšpektor:** _____

8. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT

- **Skladovanie:** Produkt skladujte v chladnom a suchom prostredí, vyhnite sa miestam s prachom, priamym slnečným žiarením alebo vlhkosťou.
- **Čistenie:** Pred a po použití masku očistite handričkou namočenou vo vode alebo vlhkou čistiacou handričkou. Počas čistenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania.
- **Likvidácia:** Ovládač obsahuje dobíjateľnú batériu. Pred likvidáciou produktu vyberte batériu z ovládača. Batériu zlikvidujte v súlade s vládnyimi predpismi pre recykláciu batérií. Pri vyberaní batérie sa uistite, že je odpojený napájací zdroj, a batériu zlikvidujte v určených zariadeniach pre recykláciu batérií, kde bude riadne rozobraná.

10. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Typ zariadenia	Domáce prenosné kozmetické zariadenie
Názov produktu	JOVS LED maska na krk a hrudník
Značka	JOVS
Model	JNL1
Prevádzkový výkon	3 W
Prúd	1 A
Vstupné napätie	5 V
Rozmery produktu	340 * 236 * 5,5 mm
Normy	CE

11. SERVIS A OPRAVY

1. Na hlavnú jednotku tohto prístroja sa vzťahuje záruka v dĺžke jedného roka od dátumu zakúpenia (s účtenkou). Na príslušenstvo a spotrebný materiál sa záruka nevzťahuje. Služby opráv a aktualizácií mimo záručnej doby alebo služby, na ktoré sa záruka nevzťahuje, sú k dispozícii (za poplatk).
2. Pre doplnenie alebo výmenu príslušenstva a spotrebného materiálu sa obráťte na distribútora.
3. Bezplatné opravy sa nevzťahujú na poruchy spôsobené nasledujúcimi ľudskými faktormi:
 - Poruchy spôsobené vlastnou demontážou alebo úpravou prístroja.
 - Poruchy spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou.
 - Poruchy spôsobené náhodným pádom alebo nárazom.

12. ZÁRUČNÝ LIST & REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Názov produktu: JOVS LED maska na krk a hrudník Číslo objednávky: _____

Dátum nákupu: _____ Meno zákazníka a telefónne číslo: _____

Poznámky: _____

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Infinite Reach Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii online na adrese www.jovs.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

TYGOTEC s.r.o., Studeněves 138, 27379 Studeněves, Česká republika
info@tygotec.eu

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom:

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení:

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.