

JOVS

JOVS Scroll

IPL odstraňovač chĺpkov

Užívateľská príručka

Bezpečnostné pokyny

Aby bolo zaistené bezpečné používanie tohto zariadenia, pozorne si prečítajte užívateľskú príručku a správne postupujte podľa pokynov.

Nebezpečenstvo

Obsah, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Varovanie

Obsah, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie alebo zranenie osôb.

Upozornenie

Obsah, ktorý môže spôsobiť zranenie osôb alebo škody na majetku.

Nebezpečenstvo

- Ak je produkt poškodený, okamžite ho prestaňte používať a nedotýkajte sa žiadnych vnútorných súčastí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nevkladajte do tohto výrobku žiadne predmety; vyhnite sa neopatrnému zaobchádzaniu s výrobkom.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok v blízkosti očí.
- Ochranné okuliare môžu užívateľa účinne chrániť počas bežnej prevádzky. Pred použitím si vždy nasadte ochranné okuliare. Hoci svetlo priamo neovplyvňuje oči, vysokofrekvenčné blikajúce svetlo môže mať vplyv na váš zrak.
- Ak sú veľké chlípky dlhšie než **1 mm**, odporúčame ich pred použitím oholiť. Dlhé chlípky absorbujú teplo na povrchu kože, čo môže spôsobiť začervenanie a opuchy. Spálené chlípky by mohli vystreknúť na oblasť vyžarujúcu svetlo a mohli by spôsobiť nepríjemný zápach a ovplyvniť vaše skúsenosti s produktom.
- Ak pokožka v ošetrovanej oblasti nie je suchá a čistá, môže to ovplyvniť účinnosť ošetrovania a môže dôjsť k tomu, že produkt nebude vyžarovať svetlo alebo bude vyžarovať svetlo neočakávane.
- Vzhľadom na nedostatok údajov o používaní tohto produktu u detí mladších ako 15 rokov sa uistite, že je produkt mimo dosahu detí mladších ako 15 rokov. Pri používaní zariadenia sa uistite, že je mimo dosahu detí mladších ako 15 let.
- Vždy používajte dodaný napájací adaptér, abyste zabránili trvalému poškodeniu produktu a predišli zraneniu osôb alebo strate majetku.

Varovanie

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Osoby s telesným postihnutím, duševnými poruchami alebo osoby bez príslušných skúseností a znalostí (vrátane detí) musia používať, čistiť a udržiavať výrobok pod dohľadom.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok v blízkosti očí, aby nedošlo k poraneniu očí.
- Pravidelne odstraňujte cudzie predmety alebo nečistoty z oblasti vyžarovania svetla, aby nedošlo k poruche zariadenia a poškodeniu výstupu svetla.
- Nepoužívajte produkt, ak sú ventilačné otvory upchaté, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu alebo požiar.
- Nevystavujte svetlo odevom, vlasom alebo iným predmetom, aby nedošlo k ich spáleniu, zafarbeniu alebo poškodeniu.
- Nepoužívajte produkt na domáce zvieratá, aby nedošlo k poraneniu.
- Nepoužívajte dezodorant ihneď po použití produktu na podpazušie.
- Udržujte produkt a napájací adaptér v suchu.
- Pred a po použití utrite z prístroja všetky vlasy alebo produkty pre starostlivosť o pleť, aby nedošlo k poruchám alebo poškodeniu pokožky pri ďalšom použití.

- Nastavte intenzitu energie podľa stavu pokožky. Pri prvom použití začnite na úrovni 1.
- Ak potrebujete vykonať depiláciu chrbta, odporúčame vám požiadať o pomoc niekoho iného.
- Po zapnutí prístroja ho nenechávajte bez dozoru. Po použití ho vždy vypnite.
- Pred použitím sa uistite, že je vaša pokožka čistá, bez zvyškov chlčkov, úplne suchá a bez mastných škvŕn.
- Ak sa okolitá teplota zmení z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou alebo naopak, vypnite zariadenie a nechajte ho asi 2 hodiny odpočívať, než ho znovu použijete.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov (napr. sprejové nádoby, čerpace stanice atď.), pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Odporúčaná prevádzková teplota tohto zariadenia na odstraňovanie chlčkov je $5-40^{\circ}\text{C}$, preto pred použitím vždy skontrolujte teplotu v miestnosti.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu na ošetrené oblasti po dobu 48 hodín po depilácii.
- Nesmerujte svetelný výstup na čierne predmety, aby nedošlo k poškodeniu čiernych predmetov aj zariadenia.
- Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu ani ho nevystavujte dlhodobo ultrafialovému žiareniu, pretože by to mohlo produkt vážne poškodiť.
- Ak vstavaný ventilátor po zapnutí zariadenia nefunguje (nepočujete jeho zvuk), nepoužívajte ho, pretože by mohlo dôjsť k poruche zariadenia.

Nevhodní uživatelia a podmienky

- Tento produkt by nemali užívať tehotné alebo dojčiace ženy, ani ženy počas menštruácie.
- Osoby s jazvami na koži, cukrovkou, citlivou pokožkou alebo fotosenzitívnou pokožkou by sa mali vyvarovať používania tohto produktu.
- Osoby s ťažkým srdcovým ochorením, stredne ťažkou až ťažkou hypertenziou, zhubnými nádormi, folikulitídou, infekčnými kožnými ochoreniami, jazvami po popáleninách alebo poruchami zrážanlivosti krvi by tento produkt nemali používať.
- Osoby s poruchami metabolizmu kolagénu, vrátane jaziev alebo zlého hojenia rán v anamnéze, by sa mali zdržať používania tohto produktu.
- Tento produkt nie je vhodný pre osoby s cievnyimi ochoreniami, ako sú kŕčové žily alebo cievne dilatácie v mieste ošetrenia.
- Ak je vaša pokožka náchylná k citlivosti na svetlo, vyrážkam alebo alergii, tento produkt nepoužívajte.
- Tento produkt nepoužívajte na infikovaných miestach alebo ak trpíte herpes simplex, kožnými léziami alebo hematómami.
- Osoby s imunosupresívnymi ochoreniami (ako je HIV/AIDS, lupus, porfýria atď.) by sa mali vyvarovať používania tohto produktu.
- Osoby s poruchami zrážanlivosti krvi by nemali tento produkt používať.

- Vyvarujte sa používaniu tohto produktu, ak v súčasnej dobe používate lokálny isotretinoín, AHA (alfa-hydroxy kyseliny), BHA (beta-hydroxy kyseliny) alebo kyselinu salicylovú.
- Ak ste v posledných 30 dňoch použili chemické metódy odstraňovania chlpkov alebo týždeň predtým použili produkty na bielenie pokožky alebo kozmetiku obsahujúcu vitamín A, buďte opatrní.
- Tento produkt nepoužívajte súčasne s éterickými olejmi. Pred použitím sa uistite, že ošetrovaná pokožka je čistá, suchá a bez krémov, lubrikantov alebo iných kozmetických prípravkov.
- Ak užívate aspirín, imunosupresíva alebo izotretinoín, nepoužívajte tento produkt.
- Osoby, ktoré nedávno užívali lieky citlivé na svetlo (napr. tetracyklín, sulfonamidy), by sa mali zdržať používania tohto produktu.
- Ak máte spálenú pokožku od slnka, počkajte, kým sa pokožka zahojí, než tento produkt použijete.
- Nepoužívajte tento produkt na sliznice alebo iné citlivé oblasti.
- Nepoužívajte tento produkt na nezhojené rany.
- Nedoporučuje sa pre osoby s hirsutizmom alebo určitými poruchami rastu vlasov; v prípade potreby sa poraďte s lekárom.
- Nepoužívajte tento produkt na biele vlasy alebo tmavú pokožku.

Bezpečnostné opatrenia

- Pred a po depilácii sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu na ošetrovaných miestach.
- Pred použitím sa oholte a dôkladne očistite pokožku (nepoužívajte chemické metódy depilácie).
- Používajte zariadenie iba vo svetlom prostredí. Nepoužívajte zariadenie na priamom slnku, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenie v kúpeľniach alebo v miestach s vysokou vlhkosťou.
- Z bezpečnostných dôvodov vždy noste pri používaní zariadenia ochranné okuliare.

Nepoužívajte na nasledujúcich častiach tela alebo za nasledujúcich podmienok:

Vo vnútri úst, v oblasti genitálií, na slizniciach atď.	Miesta po chirurgických alebo kozmetických zákrokoch
Ochranné okuliare (nepoužívať na oči)	Obočie a vlasy
Bradavky a dvorce	Vo vnútri pupka
Veľké žily	Očné gule, očné viečka a oblasť okolo očí
Oblasti náchylné na akné	Pihy a materské znamienka
Tetovanie alebo body art	

Poznámka: Tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak si nie ste istí, či môžete tento produkt používať, odporúčame konzultovať s lekárom.

Popis zariadenia (Obrázok)

1. Výstup svetla
2. Dotykové sklo
3. Ikona neplatnosti prevádzky
4. Ikona ľadového bodu
5. Indikátor úrovne intenzity
6. Tlačidlo napájania
7. Tlačidlo blesku
8. Režimy: posunutím nahor a nadol nastavuje úroveň
9. Vzduchový filter / Ventilačné otvory

Poznámka: Nikdy neblokujte vetracie otvory nečistotami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a jeho prepnutiu do režimu ochrany pred vysokou teplotou.

Parametre produktu

Názov produktu	JOVS Scroll
Číslo modelu	JOVS-01
Veľkosť plochy okienka	$3.0\text{ cm}^2 / 1.0\text{ cm}^2$
Vlnová dĺžka	$500\text{ nm} - 1200\text{ nm}$
Vstupný prúd	DC 24V 2.5A
Certifikácia kvality	CE
Režimy	Ramená, Nohy, Podpazušie, Bikiny, SR režim (Starostlivosť o plet')

Pokyny k inštalácii a obsluhu produktu

1. Kontrola pred použitím

- **Kontrola pri vytiahnutí:** Vyberte hlavnú jednotku a príslušenstvo z obalu a skontrolujte, či sú všetky položky uvedené na balení.
- **Kontrola stavu:** Skontrolujte, či hlavná jednotka a všetko príslušenstvo nie sú poškodené alebo chybné. Ak zistíte akékoľvek problémy, zariadenie nepoužívajte a okamžite sa obráťte na distribútora alebo zákaznícky servis.

2. Príprava pred použitím

- **Príprava pokožky:** Pokožku dôkladne očistite a uistite sa, že je zbavená chlpkov, nečistôt a mastných látok (napríklad zvyškov parfumu alebo krému).
- **Kontrola výstupu svetla:** Skontrolujte, či je výstup svetla čistý a bez prachu, vlasov alebo nečistôt, a uistite sa, že nie je poškodený alebo abnormálny. V prípade potreby oblasť dôkladne vyčistite, aby ste predišli poruchám zariadenia, poškodeniu alebo kožným problémom.
- **Test na malom kúsku kože:** Pred použitím zariadenia vykonajte test na malom kúsku kože. Počkajte 2 hodiny a skontrolujte, či nedošlo k nežiaducim reakciám. Ak sa v ošetrenej oblasti nevyskytujú žiadne abnormálne príznaky, je možné zariadenie bezpečne používať.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete vhodnú intenzitu svetla podľa farby vašej kože a vlasov.

Level-Intensity Checklist (skin tone card) / Tabuľka intenzity podľa odtieňa pokožky

Chĺpky / Pokožka	Biela	Svetlá	Hnedá	Tmavohnedá	Čierna
Tmavohnedé / Čierne	1-2	2-3	3-4	4-5	X
Svetlohnedé	1-2	2-3	3-4	4-5	X
Ryšavé	X	X	X	X	X
Blond / Sivé	X	X	X	X	X

Zaškrtnite farbu vhodnú pre typy označené "1-5".

Upozornenie: Táto karta je určená len pre vašu referenciu, nie pre ryšavé a svetlé blond chĺpky.

Test citlivosti pokožky

Ak používate produkt prvýkrát alebo ste sa nedávno opaľovali, je dôležité vykonať kožný test na každej ošetrovanej oblasti. Tento test pomáha zaistiť, že nedôjde k nežiaducim reakciám na intenzitu svetla a pomáha určiť vhodnú intenzitu svetla pre každú oblasť tela.

- 1. Vyberte testovaciu oblasť:** Vyberte testovaciu oblasť v blízkosti ošetrovanej oblasti.
Poznámka: Vyhnite sa testovaniu na ťažko prístupných alebo obzvlášť citlivých miestach (napríklad členky alebo kostná oblasť).
- 2. Nastavte zariadenie na úroveň 1:** Uistite sa, že je zariadenie nastavené na najnižšiu intenzitu (úroveň 1).
- 3. Umiestnite zariadenie:** Držte zariadenie zvisle proti pokožke a zaistite, aby výstup svetla bol v plnom kontakte s pokožkou.
- 4. Aktivujte zariadenie:** Akonáhle indikátor bliká, stlačte tlačidlo pre emisiu svetla a vyvolajte záblesk.
- 5. Postupne zvyšujte intenzitu:** Postupne zvyšujte intenzitu, zakaždým vyvolávajte záblesk a potom presuňte zariadenie na ďalšiu oblasť.
- 6. Pokračujte v úprave:** Pokračujte v postupnom zvyšovaní intenzity svetla a upravujte ju podľa reakcie pokožky, aby ste dosiahli vhodnú úroveň.
- 7. Počkajte 2 hodiny:** Po dokončení testu na pokožke počkajte 2 hodiny a sledujte ošetrovanú oblasť, či sa neobjavia známky podráždenia. Ak sa neobjavia žiadne abnormálne reakcie (napríklad začervenanie alebo pľuzgiere), môžete produkt bez obáv používať.

| Návod na použitie

- 01 Pripravte holiaci strojček:** Navlhčite čepel' holiaceho strojčka vodou, potom holiacim strojčekom odstráňte chĺpky z ošetrovanej oblasti a očistite pokožku.
- 02 Pripojte napájanie:** Zapojte napájací adaptér a pripravte sa na spustenie.
- 03 Zapnite zariadenie:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd. Východiskový režim sa spustí a aktivuje sa režim ľadového bodu.
- 04 Prepínanie režimov:** Stlačením valčeka prepnete do požadovaného režimu pre konkrétnu ošetrovanú oblasť. Zariadenie súčasne aktivuje ľadové chladenie a odstránenie chĺpkov, aby skľudnilo pokožku a znížilo pocit pálenia.
- 05 Nastavenie intenzity:** Posunutím valčeka nahor alebo nadol vyberte vhodnú úroveň intenzity. K dispozícii je celkovo 5 úrovní. Najvhodnejšiu úroveň vyberte podľa tabuľky odtieňov pokožky. Pri prvom použití začnite s úrovňou 1.
- 06 Príprava na použitie:** Nasad'te si ochranné okuliare a potom priložte svetelnú hlavicu zvisle a pevne k pokožke, aby bolo zaistené správne vyžarovanie svetla.

- 07 Zahájenie epilácie:** Stlačte tlačidlo blesku, aby ste spustili proces epilácie. Zariadenie bude vyžarovať záblesky len vtedy, keď je hlavica v priamom kontakte s pokožkou. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, aby ste aktivovali režim nepretržitého blesku, ktorý vám umožní vykonávať epiláciu plynule bez nutnosti opakovaného stláčania tlačidla.

Automatické vypnutie a chladenie

Všetky režimy sa automaticky vypnú po 3 minútach nečinnosti. Navyše sa zariadenie automaticky vypne po 30 minútach nepretržitého používania. Po vypnutí bude ventilátor pokračovať v chode po dobu 60 sekúnd, aby sa zariadenie ochladilo.

Počas ochladzovania zariadenie neodpájajte od napájania ani nevypínajte. Oneskorená prevádzka ventilátora má za cieľ predĺžiť životnosť produktu. Pred úplným vypnutím zariadenia počkajte, kým uplynie celých 60 sekúnd ochladzovania.

Starostlivosť po ošetrení

- Po depilácii sa vyhýbajte kontaktu s vodou po dobu až 6 hodín. Po uplynutí tejto doby môžete na ošetrovanú oblasť naniesť hydratačný krém.
- Na ošetrovanú pokožku nepoužívajte parfumy ani exfoliačné prípravky s peelingovými guľčkami.
- Po ošetrení sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu po dobu 48 hodín. V prípade potreby naneste na pokožku opaľovací krém.
- Počas depilácie nepoužívajte prípravky na umelé opaľovanie.
- Ak plánujete po depilácii podstúpiť akékoľvek kozmetické zákroky v ošetrenej oblasti, najprv sa poraďte s lekárom.

Frekvencia použitia

Obdobie	Frekvencia používania
Týždne 1–4	3–4-krát týždenne
Týždne 5–8	2–3-krát týždenne
Po 8 týždňoch	1–2-krát mesačne (udržiavacie ošetrovanie)

Frekvenciu upravte podľa rastu chĺpkov. V prípade hustejších alebo silnejších chĺpkov môžete zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť frekvenciu a úroveň intenzity, vždy však postupujte podľa odporúčaní.

Čistenie a údržba

Aby bol zaistený optimálny výkon a dlhá životnosť, pred každým použitím a po ňom zariadenie vyčistite, aby sa v ňom neakumulovali nečistoty.

- Pravidelne kontrolujte, či je svetelné okienko a časti tela čisté.
- Nikdy výrobok ani jeho príslušenstvo neumývajte pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky (napr. zubnú pastu) ani tekutiny (napr. benzín, motorový olej alebo acetón).

Poznámka: Ak je svetelné okienko popálené, okamžite prestaňte zariadenie používať, odpojte napájací kábel a nechajte ho vychladnúť. Na čistenie povrchu produktu použite mäkkú handričku. Po skončení životnosti produkt nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Odneste ho prosím do určeného recyklačného strediska, pretože je to prospešné pre životné prostredie.

Často kladené otázky a riešenia

Problém	Odporúčané riešenie / Poznámky
Zariadenie nevyžaruje svetlo	Uistite sa, že je napájací adaptér správne zapojený a že sa dotykové sklo plne dotýka pokožky. Skontrolujte, či indikátor pripravenosti bliká.
Slabý účinok depilácie	Uistite sa, že používate správnu úroveň intenzity podľa tabuľky odtieňov pokožky a že dodržiavate odporúčanú frekvenciu používania.
Zariadenie sa prehrieva alebo ventilátor nefunguje	Okamžite prístroj vypnite. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory. Nechajte prístroj vychladnúť aspoň 15 minút pred opätovným zapnutím.
Mierna bolesť alebo pocit tepla pri používaní	Toto je normálna reakcia pri IPL ošetrení. Ak je pocit príliš intenzívny, znížte úroveň energie na nižší stupeň (napr. úroveň 1).

Informácie o súlade s predpismi

Vyhlásenie o súlade s predpismi:

Infinite Reach Tech Co., Ltd. Týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami európskych smerníc. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii online na adrese www.jovs.com.

Kontaktná adresa pre EÚ:

TYGOTEC s.r.o., Studeněves 138, 27379 Studeněves - Česká republika

Email: obchod@tygotec.cz

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.