

Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro Príručka používateľa



⚠ VAROVANIA:

Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelého osoby.

Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

Nabíjajte iba pomocou bezpečnostného nízkonapäťového jednosmerného zdroja napájania s výstupom 5 V $\pm$ 1 A.

Používajte iba so zdrojom napájania <A520-050100U-EU1>.

Spotrebič nabíjajte a používajte iba pri teplote medzi 10 °C a 35 °C.

Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.

VAROVANIE: Na dobíjanie batérie používajte výlučne odnímateľný adaptér napájania dodaný s týmto spotrebičom.

Spotrebič sa môže používať len so zdrojom napájania, ktorý sa dodáva s daným spotrebičom.

Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak máte ortodontické aparáty, zubné náhrady alebo implantáty, pred použitím sa poraďte so zubným lekárom.

Tento produkt spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenia.

Používatelia, ktorí majú kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, by sa pred použitím mali poradiť so svojim lekárom alebo výrobcom zariadenia.

Tento produkt je určený iba na čistenie zubov, ďasien a jazyka. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak pocítite bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte produkt používať a poraďte sa so zubným lekárom.

Zubná kefka obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Nevystavujte ju ohňu, nenabíjajte ju, nepoužívajte ani neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou.

Zabráňte nárazom alebo pádom. Ak je produkt poškodený v dôsledku nárazu alebo pádu, prestaňte ho používať.

Nepokúšajte sa zubnú kefku sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

Čistenie a údržbu produktu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiča.

Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

UPOZORNENIA:

Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je viditeľne poškodený. Nepoužívajte, ak je poškodený alebo došlo k jeho silnému pádu.

Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port a kábel sú úplne suché, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

Keď zariadenie nepoužívate, nechajte gumovú zátku pevne uzavretú, aby nedošlo k poškodeniu vodou a skratu.

Nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.

Nezdieľajte hlavice zubných kefiek.



Výrobca [Xiaomi Communications Co., Ltd.,] vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [MES613] je v súlade s požiadavkami smernice

2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej

adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke

<https://www.mi.com/global/support/user-guide>



Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriciedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.



Zapnutie/pozastavenie: Stlačte tlačidlo napájania.

Reštartovanie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 12 sekúnd, aby sa zubná kefka reštartovala.

Párovanie cez Bluetooth: V nastaveniach zapnite vysielanie Bluetooth, vyhľadajte zubnú kefku v aplikácii Xiaomi Home a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby sa kefka spárovala.

Prepínač režimu: Stlačte tlačidlo na výber režimu, keď je zubná kefka zapnutá.

Otvorenie nastavení: Keď je zubná kefka v režime pauzy alebo prebudená, stlačte a podržte tlačidlo na výber režimu po dobu 3 sekúnd.

Vypnutie: Zubná kefka sa automaticky vypne po 12 sekundách nečinnosti, keď je zubná kefka pozastavená alebo prebudená.

Inteligentná identifikácia povrchu zubov

Počas prevádzky zubná kefka automaticky rozpozná rôzne povrchy zubov, prispôbiť frekvenciu oscilácie a dôkladne vyčistí každý zub. (Túto funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť iba v aplikácii.)

Okluzálna plocha:

Zubná kefka znižuje výkyvy, zvyšuje amplitúdu a čistí tesne pri povrchu zubov.

Bočná strana zubov:

Zubná kefka zvyšuje rozsah pohybu, rozširuje oblasť čistenia a dôkladne čistí medzizubné priestory.



Zobrazenie v reálnom čase výsledkov čistenia

Výsledky čistenia sú vizualizované a čistota je zrejmalá na prvý pohľad.



Neustále monitorovanie rizika pre zdravie ústnej dutiny

Keď je zubná kefka vypnutá, stlačte tlačidlo na výber režimu, aby sa aktivovala a zobrazili sa upozornenia na bezprostredné riziká, čím pomôžete používateľom predísť problémom.



Podpora aplikácie Xiaomi Home

Pozrite si podrobné správy o čistení, prispôbte režimy čistenia a získajte prístup k rozšíreným funkciám.



36829B1C

Poznámky: Ilustrácie sú schematické diagramy a závisia od

skutočného zobrazenia.

Skutočná skúsenosť sa môže líšiť v závislosti od polohy, umiestnenia a uhla kefky.



Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Zubná kefka sa nezapína.	Zubná kefka sa nabíja.	Odpojte nabíjací kábel od zubnej kefy.
	Úroveň nabitia batérie je príliš nízka.	Batériu nabíjajte vo vhodnom čase.
	Teplota okolitého prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka.	Používajte ju pri izbovej teplote.
	Systém zlyhal.	Stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 12 sekúnd, aby sa zubná kefka reštartovala.
Hlavica zubnej kefy sa nedá namontovať.	Medzi hlavickou zubnej kefy a rukoväťou je niečo zaseknuté.	Odskrutkujte hlavicu zubnej kefy a odstráňte cudzie predmety.
	Na hriadeľi sa nachádzajú cudzie predmety.	Odstráňte cudzie predmety.
	Používa sa neoriginálna hlavica zubnej kefy.	Nahradte originálnou hlavicom zubnej kefy.
Vibrácie hlavice zubnej kefy sú slabé.	Hlavica zubnej kefy nie je správne nasadená.	Znovu namontujte hlavicu zubnej kefy.
	Medzi hlavickou zubnej kefy a rukoväťou je niečo zaseknuté.	Odskrutkujte hlavicu zubnej kefy a odstráňte cudzie predmety.
Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje, že nabíjací port je vlhký.	V nabíjacom porte je vlhkosť.	Odpojte nabíjací kábel od zubnej kefy a nechajte nabíjací port vyschnúť na vzduchu.
Na displeji sa zobrazuje chyba prevádzky.	Ochrana proti upchatiu	Čaká na obnovenie

Špecifikácie

Názov: Elektrická zubná kefka	Model: MES613
Menovitý vstup: 5 V ~ 1 A	IP klasifikácia: IPX8
Čas nabíjania: Približne 5 hodín	
Kompatibilné s: Android™ 9 a iOS 14.0 alebo novší	
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4	
Typ batérie: Litiová-iónová batéria	
Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz	
Maximálny prenosový výkon: 7,32 dBm	
Spotreba energie	Režim Vypnuté: ≤ 0,3 W
Čas na zadanie podmienky	Režim Vypnuté: ≤ 20 min

Adaptér napájania

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Výstup: 5,0 V~ 1,0 A 5,0 W	
Publikované informácie	Hodnota a presnosť		Jednotka
Výrobca	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.		—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1		—
Vstupné napätie	100 – 240		V~
Vstupná striedavá frekvencia	50/60		Hz
Výstupné napätie	5,0		V ~
Výstupný prúd	1,0		A
Výstupný výkon	5,0		W
Priemerná prevádzková účinnosť	73,77		%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	64,588		%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,075		W

Záručné podmienky

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody v rámci spotrebiteľskej záruky, ktoré predstavujú doplnok, a nie náhradu, akýchkoľvek zákonných záruk vyplývajúcich z vnútroštátnych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonmi zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spoločnosti Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak príslúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti peniaze v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkt predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi. Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu. Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Verzia používateľskej príručky: V1.0
Vyrobené v Číne



Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

