

CZ

Obsah balení: zubní kartáček, 3x výměnná hlavice, 2x AAA baterie. Použití: Zubní kartáček je určen výhradně k osobní péči o zuby, nepoužívejte jej komerčně, ani v lékařské či veterinární praxi.

Specifikace: Počet kmitů: 6000/min, Stupeň krytí: IPX4, Napájení: 3V (2x AAA 1,5V bat). Upozornění: Montáž a demontáž výměnné hlavice provádějte pouze při vypnutém kartáčku. Výměnu provádějte opatrně a poté zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kartáčku nebo hlavice, protože by to mohlo vést ke zranění uživatele.

Pravidelná a správná údržba zajistí dlouhou životnost a bezproblémový provoz zařízení. Části zařízení nečistěte v myčce na nádobí. Zubní kartáček není schopen vyčistit mezizubní prostory. Pokud po 2 týdnech používání zubního kartáčku dásně stále krvácejí, přestaňte ho používat a vyhledejte zubního lékaře. Přístroj by neměly používat děti mladší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými předpoklady, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

SK

Obsah balenia: zubná kefka, 3x náhradné hlavice, 2x AAA batérie. Použitie: Zubná kefka je určená výhradne na osobnú dentálnu starostlivosť; nepoužívajte ju komerčne ani v lekárskej alebo veterinárnej praxi. Špecifikácie: Počet oscilácií: 6000/min, Stupeň ochrany: IPX4, Napájanie: 3 V (2x AAA 1,5 V batérie). Upozornenie: Náhradnú hlavicu inštalujte a vyberajte iba vtedy, keď je zubná kefka vypnutá. Náhradnú hlavicu nasadzte opatrne a skontrolujte, či zubná kefka alebo hlavica nie sú poškodené, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie používateľa.

Pravidelná a správna údržba zabezpečí dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku zariadenia. Časti zariadenia nečistite v umývačke riadu. Zubná kefka nie je schopná čistiť medzizubné priestory. Ak vaše ďasná stále krvácajú po 2 týždňoch používania zubnej kefy, prestaňte ju používať a poraďte sa so svojím zubným lekárom. Zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého.