

UŽITOČNÉ TIPY

- Umiestnite váhu na rovný, pevný povrch. Mákké alebo nerovné podklady (napr. koberce, linoleum) môže spôsobiť, že je váženie nepresné.
- Ak je váha používaná bez vážiacej platformy, dieťa si stúpne na váhu s chodidlami rovnomerne umiestnenými na vážiacej ploche (viď. obrázok) kým nuly na displeji nezmiznú. Dieťa musí počas váženia postojacky stáť pokojne a dbajte na to, aby sa pri vážení nezakláňalo ani neopieralo, čo môže výsledok váženia ovplyvniť.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Používajte len 9 V alkalické batérie. Zložte kryt batérií na spodnej strane váhy, vložte batérie a vráťte kryt späť. Ak sa váha dlhší čas nepoužíva, odporúčame vybrať batérie. Vybité batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale do špeciálneho zberného kontajnera napr. v zbernom dvore v mieste vášho bydliska alebo u vášho predajcu. Pre zachovanie bezpečnosti odporúčame, aby výmenu batérií vykonávali len osoby staršie ako 12 rokov.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

Tlačidlo ON/OFF

ON/OFF slúži na zapnutie a vypnutie váhy.

Tlačidlo UNIT SEL.

Pred prvým vážením nastavte mernú jednotku:

Jednotku nastavíte, ak je váha v zapnutom stave pomocou prepínača jednotiek. Nastavte kilogramy (kg), alebo libry (lb). Ak váha po zapnutí ukazuje na displeji 0.00 – sú nastavené jednotky v kg a g, ak displej ukazuje 0:0, sú nastavené jednotky v librách a unciach.

Tlačidlo „HOLD“ (WEIGHT-BLOCK)

Pohyb dieťaťa počas váženia skresľuje presnosť váženia. Akonáhle položíte dieťa na váhu, stlačte toto tlačidlo. Váha začne vypočítavať váhu - na displeji bliká „HOLD“. Keď prestane „HOLD“ blikáť, váha sa ukáže na displeji.

Funkcia TARE

Táto funkcia vám umožňuje vážiť dieťa v uteráku atď. Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF. Displej zobrazí údaj „8888“. Počkajte chvíľu, kým sa na displeji zobrazí „0,00“. Potom zviažte uterák atď. Stlačením „TARE“ displej opäť vynulujete a váha je pripravená na váženie.

NÁVOD NA POUŽITIE – VÁŽENIE S PLATFORMOU

Zložte 4 červené gumové zátky. Podľa obrázka umiestnite vážiacu platformu pomocou priložených fixačných matíc. Stlačte tlačidlo ON. Displej zobrazí údaj „8888“. Chvíľu počkajte, kým sa na displeji zobrazí „0,00“. Teraz je váha pripravená na váženie.

Položte dieťa na váhu a počkajte, kým sa na displeji zobrazí váha dieťaťa. Váhu vypnite tlačidlom OFF, inak sa v prípade, že nebude používaná, vypne sama automaticky po 2 minútach.

NÁVOD NA POUŽITIE – VÁŽENIE BEZ PLATFORMY

Táto váha umožňuje váženie detí, ktoré sú už schopné

sa samé postaviť a nevážia viac ako 20 kg. Zložte vážiacu platformu a uschovajte fixačné matice pre budúce použitie. Použite 4 červené gumové zátky. Zapnite váhu tlačidlom ON a počkajte, kým sa na displeji zobrazí „0,00“. Postavte dieťa na na váhu a vykonajte váženie.

ÚDRŽBA

- Váhu používajte opatrne, ide o veľmi presný prístroj.
- Vyvarujte sa používaniu váhy v extrémnych teplotách, nevystavujte zvýšenej vlhkosti, nárazom, prachu, priamemu slnečnému žiareniu a mechanickému poškodeniu.
- Na váhu neskáčte.
- Udržiavajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
- Čistenie platformy (horná časť) vykonávajte navlhčenou handričkou, spodnú časť váhy len suchou, jemnou handričkou.
- Nepoužívajte drsné a agresívne čističe a rozpúšťadlá.
- Zabráňte vniknutiu kvapaliny do váhy – táto váha nie je vodotesná!
- Neuchovávať ani nepoužívať v miestach s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vyššia vzdušná vlhkosť ako 85%, alebo vniknutie kvapaliny spôsobí koróziu, ktorá môže zariadenie nenávratne poškodiť.

SYMBOLY NA DISPLEJI:

„LO“ - batérie sú vybité, vymeňte ich.

„ERR“ - váha je preťažená.

„0,00“ - váha je pripravená na váženie. Ak nebol dodržaný postup uvedený v tomto návode na obsluhu, je na displeji zobrazené „-----“, alebo „ERR“.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozsah merania: 100 g - 20 kg

Maximálna tolerancia: +/-1%

Skladujte v prostredí: +10°C až +50°C,

Vlhkosť maximálna do 85%

Prevádzkové prostredie: +10°C až +40°C,

Vlhkosť maximálne do 85%

Batéria: 1 alkalická batéria 6LR61

Jednotky: kg/lb



Dôležité! Pozorne si prečítajte tieto pokyny.



Tento výrobok je určený pre použitie v domácnosti.

Zhoda certifikovaná označením CE na zariadení sa týka smernice 30/2014/EU o elektromagnetickej kompatibilite.

Toto je elektronické zariadenie, ktoré bolo testované podľa platných technických znalostí, že neruší iné zariadenia v blízkosti (elektromagnetická kompatibilita) a že je bezpečné, ak sa používa podľa pokynov v návode. V prípade neštandardnej prevádzky zariadenia ho nepoužívajte a v prípade potreby kontaktujte predajcu.

ZÁRUKA

Na toto zariadenie sa vzťahuje 2-ročná záruka začínajúca dátumom nákupu, ktorý musí byť preukázaný **pečiatkou alebo podpisom predajcu a dokladom o zaplatení, ktorý by mal byť súčasťou tohto dokumentu**. Táto záručná lehota je v súlade s platnými právnymi predpismi a platí len v prípade, že spotrebiteľ je osobne.

Výrobky Laica sú určené len pre domáce použitie; preto je ich použitie na komerčné účely zakázané.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a neplatí, ak je škoda spôsobená náhodnými udalosťami, zneužitím, nedbalosťou alebo nesprávnym používaním výrobku. Používajte výhradne dodávané príslušenstvo; použitie iného príslušenstva ruší platnosť záruky.

Z akéhokoľvek dôvodu neotvárajte zariadenie; otvorenie alebo neoprávnený zásah do zariadenia, definitívne ruší platnosť záruky. Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce opotrebovaniu po používaní, ako aj na batérie, ak sú zahrnuté. Záruka platí 2 roky od dátumu zakúpenia. V tomto prípade, budú technické servisné zásahy vykonané za úhradu. O informácie o technických servisných zásahoch, v priebehu záruky alebo za úhradu, môžete požiadať písomne na info@laica.com. Oprava alebo výmena výrobkov v rámci záruky je bezplatná.

V prípade poruchy, kontaktujte predajcu; **NEPOSIELAJTE** nič priamo do spoločnosti LAICA.

Všetky zásahy na ktoré sa vzťahuje záruka (vrátane výmeny výrobku alebo výmeny ktorejkoľvek z jeho častí), nesmú byť určené na predĺženie pôvodnej záručnej doby nahradzaného výrobku.

Výrobca nemôže byť zodpovedný za prípadné škody, ktoré môžu byť spôsobené priamo alebo nepriamo, ľuďom, veciam a domácim zvieratám pri nedodržaní ustanovení obsiahnutých v príslušnom návode na obsluhu a to najmä s ohľadom na pokyny týkajúce sa inštalácie, použitia a údržby zariadenia. Neustálym zapojením do zlepšovania sa vlastných výrobkov, si spoločnosť Laica vyhradzuje právo na zmenu svojho výrobku, úplne alebo čiastočne, s ohľadom na akékoľvek výrobné potreby, bez toho, že by šlo o akúkoľvek zodpovednosť či už spoločnosti Laica alebo jej predajcov.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII OPOTREBOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA (SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré

môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.

Letná 42

040 01 Košice

Slovenská republika

Tel: +421 556 118 110

