

Návod na použitie

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitia, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riadte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené.

Obsah

1. Obsah balenia	2
2. Znaky a symboly.....	2
3. Použitie v súlade s určením	3
4. Varovné a bezpečnostné pokyny.....	3
5. Čo je prístroj beurer Velvet Skin Pro?.....	6
6. Popis prístroja	7
6.1 Podrobný popis	8
7. Skôr než začnete.....	9
KROK 1: Skontrolujte, či je pre vás prístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný	9
KROK 2: Test znášanlivosti pokožky	9
KROK 3: Pre najlepšie výsledky postupujte pri epilácii prístrojom beurer Velvet Skin Pro podľa plánu .	10
KROK 4: Pripravte ošetrované miesto	10
KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávanie odtieňa kože	11
KROK 6: Zoznámenie s možnými vedľajšími účinkami pri použití prístroja beurer Velvet Skin Pro	11
8. Používanie prístroja beurer Velvet Skin Pro.....	14
8.1 Prvé použitie.....	14
8.2 Ošetrovanie tváre.....	15
8.3 Starostlivosť po ošetrovaní tváre	16
9. Starostlivosť o prístroj beurer Velvet Skin Pro	16
9.1 Čistenie.....	16
10. Odstraňovanie chýb.....	17
11. Často kladené otázky	17
12. Likvidácia.....	20
13. Technické údaje.....	21
14. Sieťový adaptér	21
Tabuľka farieb ochlpenie a typov pokožky	22

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich produktov. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovania energetickej spotreby, jemnej manuálnej terapie, krvného tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže, starostlivosti o krásu a vzduchovej terapie. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riadte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. S pozdravom Váš tím Beurer.

1. Obsah balenia

- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 presný nástavec
- 1 sieťový adaptér
- 1 návod na použitie
- 1 úložné puzdro



VAROVANIE

- Prístroj a adaptér sú určené len pre domáce alebo súkromné použitie, nie pre komerčnú oblasť.
- Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.
- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť prístroja a sieťového kábla. Ak je prístroj poškodený, nesmie byť používaný.
- Prístroj ani adaptér nesmú byť mokré.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní, umývadiel, sprích či iných nádrží s vodou alebo iných kvapalín - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy sa nepozerajte do svetla.
- Do prístroja nezasúvajte žiadne predmety.
- Dbajte na to, aby neboli ventilačné štrbiny prístroja zakryté.
- Nedotýkajte sa žiadnych vnútorných súčastí, ak je prístroj poškodený, aby ste sa vyvarovali úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla u tohto prístroja, musíte ho odstrániť. Ak nie je možné vybrať, musíte zlikvidovať prístroj.
- Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

2. Znaký a symboly

V tomto návode na použitie a na prístroji možno nájsť nasledujúce symboly:

 VAROVANIE	Varovné upozornenia na nebezpečenstvo poranenie alebo riziko ohrozenia zdravia.
 POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie zariadenia / príslušenstva.
 UPOZORNENIE	Upozornenie na dôležité informácie.
 NEBEZPEČENSTVO	Prístroj sa nesmie používať vo vode ani v jej blízkosti (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
	Prečítajte si návod na použitie.

	Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu a zodpovedá tak ochranné triede 2
	Používajte len v uzavretých priestoroch.
	Chráňte pred vlhkom!
	Pozor: optické žiarenie
	Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od očí!
	Nepoužívajte na opálenie pokožku alebo po vystavení pokožky slnečnému
	Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických (OEEZ).
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.

3. Použitie v súlade s určením

Prístroj beurer Velvet Skin Pro je určený na odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia na tele dospelých. Ideálnymi miestami na tele pre použitie prístroja Beurer Velvet Skin Pro sú nohy, podpaзуšie, triesla, hrudník, brucho a u žien tvár pod lícnyimi kosťami. Prístroj nie je určený na odstraňovanie ochlpenia na análnom otvore, na genitáliách alebo prsných bradavkách. Používajte prístroj iba v súlade s návodom na použitie.

4. Varovné a bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a pri používaní tohto prístroja ich presne dodržiavajte. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k poraneniu alebo k vecným škodám. Uchovajte tento návod na použitie a poskytnite ho ďalším užívateľom. Pri odovzdaní prístroja tretím osobám dbajte na to, aby bol priložený tento návod na použitie.

- Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami iba v prípade, ak sú pod primeraným dohľadom alebo ak boli podrobne poučené zodpovednou osobou.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro počas tehotenstva ani v čase dojčenia.
- Ak zistíte na pokožke extrémne začervenanie, tvorbu pľuzgierov alebo popáleniny, OKAMŽITE PRERUŠTE UŽÍVANIE!!
- 48 hodín pred prvým použitím prístroja beurer Velvet Skin Pre vykonajte test znášanlivosti pokožky na malom kúsku pokožky v zamýšľanej ošetrovanej zóne (pozri kapitolu 7, krok 2: "Test znášanlivosti pokožky").
- V žiadnom prípade sa nepozerajte priamo do svetla vystupujúceho z IPL lampy. Tento produkt môže vyžarovať nebezpečné optické žiarenie. Dbajte na to, aby svetelná plocha nástavce bola úplne v kontakte s pokožkou.
- Nikdy sa nepokúšajte vyslať svetelný impulz do vzduchu!
- Pomocou tabuľky farieb ochlpenia a typov pokožky na zadnej strane tohto návodu na použitie zistite, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre typ vašej pokožky a farbu vášho telesného ochlpenia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie, bude táto skutočnosť uvedená symbolom "x" v tabuľke).
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro na prirodzene tmavej pokožke. Ošetrovanie tmavej pokožky pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro môže mať škodlivé následky, ako napríklad vznik popálenín, pľuzgierikov a zmeny farby pokožky (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia).
- Prístroj beurer Velvet Skin Pre funguje najlepšie u tmavších typov ochlpenia alebo u chlpkov, ktoré obsahujú viac melanínu. Čierne a tmavo hnedé ochlpenie reaguje najlepšie, a hoci hnedej a svetlohnedej ochlpenia bude reagovať tiež, potrebuje zvyčajne viac epilačných ošetrovaní. Ryšavé ochlpenie by mohlo vykazovať reakciu. Biele, sivé alebo svetlé ochlpenie zvyčajne na prístroj beurer Velvet Skin Pre nereaguje, hoci niektorí užívatelia pozorovali výsledky po niekoľkých epilačných ošetrovaniach.

- Prístroj beurer Velvet Skin Pre môže spôsobiť prechodnú pigmentáciu.
- Nepokúšajte sa otvárať alebo opravovať prístroj beurer Velvet Skin Pro. Pri otvorení prístroja beurer Velvet Skin Pro sa môžete dostať do kontaktu s nebezpečnými elektrickými súčastami alebo s impulznú svetelnou energiou, čo môže viesť k vážnym poraneniám alebo k trvalému poškodeniu zraku.

NEBEZPEČENSTVO

Prístroj beurer Velvet Skin Pre chráňte pred kontaktom s vodou! beurer Velvet Skin Pro je elektrický prístroj. Nekladte ho do vody ani ho nenechajte do vody či iných kvapalín spadnúť.



Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak sa práve kúpete.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak je vlhký alebo mokrý.
- Nesiahajte pre prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak spadne do vody.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky a prístroja mokrými rukami!

Pokyny pre zaobchádzanie s akumulátormi

- Ak by sa tekutina z článku akumulátora dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára.
- Chráňte akumulátory pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nehádzte do ohňa.
- Akumulátory sa nesmie rozoberať, otvárať alebo drviť.
- Používajte len nabíjačky uvedené v návode na použitie.
- Akumulátory sa pred použitím musí správne nabiť. Vždy musíte dodržiavať pokyny výrobcu, popr. údaje v tomto návode na použitie pre správne nabíjanie.
- Pred prvým spustením úplne nabite akumulátor (kapitola 8.1).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora ho plne nabíjajte minimálne 2krát ročne.



POZOR

Ako zabrániť škodám

- Nepokúšajte sa otvárať alebo opravovať prístroj beurer Velvet Skin Pro. Pokus o otvorenie prístroja beurer Velvet Skin Pre môže spôsobiť poškodenie prístroja a povedie k zániku jeho záruky.
- Nevystavujte prístroj počas použitia teplotám do 10 °C alebo nad 40 °C.
- Prístroj by nemal byť nikdy ponechaný bez dozoru, pokiaľ je sieťový adaptér zapojený do zásuvky.
- Používajte prístroj beurer Velvet Skin Pre iba na určený účel použitia a tak, ako je popísané v návode na použitie.
- Neuvoľzajte prístroj beurer Velvet Skin Pre do prevádzky, ak je kábel alebo zásuvka poškodená a udržujte sieťový kábel v dostatočnej vzdialenosti od zohriatych povrchov.
- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku prístroja beurer Velvet Skin Pre zo zásuvky.
- Po nabití akumulátora vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro s nadstavcami alebo s príslušenstvom, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou beurer GmbH.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak počas použitia vidíte alebo cítite dym.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak správne nefunguje alebo ak sa zdá byť poškodený.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak je snímač typu pleti pod svetelnou plochou prasknutý alebo zlomený.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak je vonkajší kryt prasknutý alebo sa rozpadá.
- Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak je svetelná plocha prasknutá alebo zlomená či úplne chýba.
- Neuvoľzajte prístroj beurer Velvet Skin Pre do prevádzky, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Prístroj nabíjajte iba s dodávaným adaptérom.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený UV filter na otvore výstupu svetla.
- Nepoužívajte presný nástavec, ak je poškodený filter.
- Dbajte na to, aby bol zabezpečený ničím nerušený prúd vzduchu vetracími otvormi.

VAROVANIE

V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak trpíte jednou z nasledujúcich chorôb:

- Ak máte alebo ak ste mali rakovinu kože.
- Ak trpíte epilepsiou.
- Ak máte keloidné jazvy.
- Ak máte herpes alebo psoriázu.
- Ak ste fotosenzitívni alebo trpíte inou citlivosťou na svetlo ako napríklad porfýria, polymorfná svetelná erupcia, svetelná urtikária (žihľavka), lupus atď.
- Ak trpíte metabolickou chorôb, ako je napríklad diabetes.
- Ak trpíte poruchou zrážania krvi.

V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak užíváte niektorý z týchto liekov:

- Ak užívate lieky, ktoré spôsobujú vyššiu citlivosť pokožky na svetlo, vrátane nesteroidných antireumatík (napríklad aspirín, ibuprofen, paracetamol), tetracyklíny, fenotiazíny, tiazidové diuretiká, sulfonyl močoviny, sulfónamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastín, grizeofulvín, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retina-A®, Accutane® a/alebo topické retinoidy.
- Ak ste nedávno boli alebo v súčasnosti ste liečení kyselinou azelaovou.
- Ak ste v posledných dvoch týždňoch brali tetracyklínové antibiotiká.
- Ak ste boli v posledných 6 mesiacoch liečení liekom Accutane® (izotretinoín).
- Ak ste v posledných 3 mesiacoch užívali steroidné prípravky.
- Ak ste si v posledných 6-8 týždňoch nechali urobiť peeling pleti alebo absolvovali inú metódu vyhladenia pokožky.
- Ak ste sa v posledných 3 mesiacoch podrobili ožarovaniu alebo chemoterapii.

V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj na týchto miestach:

- Nad sliznicami v oblasti nosa a uší.
- Nad aktívnym implantátom, ako je napríklad kardiostimulátor, zariadenia pre prípad inkontinencie, inzulínová pumpa atď., alebo vedľa neho.
- Na tvári nad líniou tváre, okolo očí, obočia alebo rias, pretože to môže viesť k závažnému poškodeniu zraku.
- U mužov v celej tvári a na krku.
- Na prsných bradavkách, genitáliách (mužských alebo ženských) alebo okolo ritného otvoru.
- Nad piercingom alebo inými kovovými predmetmi, ako sú napríklad náušnice alebo šperky.
- Nad tetovaním alebo permanentným make-upom v ošetrovanej oblasti.
- Nad tmavo hnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napríklad veľké pehy, materské znamienka, pečeňové škvrny, pľuzgiere alebo bradavice.
- Nad ekzémami, lupienkou, léziami, otvorenými ranami alebo akútnymi infekciami. Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pre počkajte, kým sa príslušné miesto nezahojí.
- Na poškodené alebo popraskané pokožke alebo na miestach, na ktorých existuje riziko vzniku malignt.
- Na mieste na tele, na ktorom by ste možno chceli byť v budúcnosti ochlpenia.



Varovné upozornenie na následky opaľovania pred ošetrením a po ošetrení!

Opaľovanie pred ošetrením

1. Po opaľovaní počkajte minimálne 2 týždne, než prístroj použijete.
2. Pred ošetrením skontrolujte, či nemáte spálenú pokožku. Ak nie sú spáleniny zahojené, počkajte s použitím prístroja do tej doby, než bude spálená pokožka úplne zahojená.
3. Na opálenej koži vykonajte test znášanlivosti (pozri kapitolu 7, krok 2), aby ste zistili vhodnú intenzitu energie.



Opaľovanie po ošetrení

1. Po ošetrení počkajte s opaľovaním minimálne 48 hodín. Začervenanú pokožku nevystavujte slnečným lúčom!
2. Prvé dva týždne po ošetrení zakrývajte pokožku na slnku odevom alebo použite opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom (minimálne LSF 30).

Opalovanie umelým svetlom

Usmernenia z odstavca "Opalovanie pred ošetrením" a "Opalovanie po ošetrení" platí aj pre opalovanie umelým svetlom a mliekami na opalovanie.


S použitím prístroja pred návštevou sauny/bazéna alebo po tejto návšteve počkajte 24 hodín, chlór by totiž mohol spôsobiť podráždenie pokožky.



UPOZORNENIE

Tento zoznam nevznáša nárok na úplnosť. Ak si nie ste istí, či je pre vás použitie prístroja beurer Velvet Skin Pre bezpečné, obráťte sa na svojho lekára alebo dermatológa.


5. Čo je prístroj beurer Velvet Skin Pro?



Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro



Počas impulzu z prístroja beurer Velvet Skin Pro



Po použití prístroja beurer Velvet Skin Pro



Anagénna fáza: fáza rastu



Katagenna fáza: prechodná fáza



Telogénna fáza: pokojová fáza

Prístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na báze svetla a slúži na epiláciu ochlpenia s dlhodobým účinkom pri osobnom použití. Proces epilácie na báze laserového lúča a svetla je dobre známy a osvedčený. Celosvetové klinické používanie po dobu viac ako 15 rokov ukázalo, že je bezpečným a účinným prostriedkom pre dosiahnutie dlhodobého efektu epilácie.

Akým spôsobom dochádza k epilácii pomocou svetla?

Epilácia na báze svetla je založená na teórii selektívnej fototermolýzy, čo je metóda, pri ktorej je rast ochlpenia deaktivovaný pôsobením optickej energie. Aby bol dosiahnutý tento tepelného účinku, musí stvol chlípku selektívne absorbovať svetelnú energiu a premeniť ju na teplo. Tejto selektívnosti je dosiahnuté vtedy, keď je optická energia, ktorá sa prenáša do tkaniva, absorbovaná hlavne pigmentom stvolu chlípku, zatiaľ čo pokožka a okolité tkanivo zostávajú chladné. Melanín je pigment vo stvolu chlípku, ktorý je zodpovedný za absorpciu svetla a generuje teplo, ktoré deaktivuje rast ochlpenia. Preto platí, že môže byť absorbované tým viac svetla a tým efektívnejšie môže toto svetlo pri epilácii byť, čím viac melanínu je v chlípke obsahujúce (to znamená, čím sú chlípky tmavšie).

Aký vplyv má cyklus rastu ochlpenia na epiláciu založenú na pôsobení svetla?

Každý chlípok na našom tele prechádza tromi fázami cyklu rastu ochlpenia: anagénna, katagenna a telogénna. Tieto fázy majú významný vplyv na fungovanie epilácie založenej na pôsobení svetla. Anagénna fáza je fáza rastu ochlpenia, zatiaľ čo katagenna a telogénna sú fázami pokoja.

Doba trvania kompletného cyklu rastu ochlpenia sa u jednotlivých ľudí líši a závisia na mieste ochlpenia na tele, spravidla však činí 18-24 mesiacov. V určitom okamihu je väčšina vlasových folikulov na jednej ploche pokožky v pokojovej fáze. Na tieto chlípky v pokoji nemá použitie žiadny účinok.




Avšak ochlpenie v anagénnej fáze rastu na použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro reaguje. Je bezpodmienečne nutné si uvedomiť, že pre dosiahnutie dlhotrvajúcej epilácie s použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro je potrebné celého jedného obdobia cyklu rastu ochlpenia.

Prístroj beurer Velvet Skin Pro bol vyrobený s hlavným dôrazom na bezpečnosť

- **Technológia IPL prístroja beurer Velvet Skin Pro - najvyššia bezpečnosť pri nižšej energetickej úrovni.**
Pomocou technológie Intense Pulsed Light (IPL) možno dosiahnuť dlhodobých epilačných výsledkov, a to pri použití zlomku vynaložené úrovně v porovnaní s inými epilačnými prístrojmi, ktoré sú založené na pôsobení svetla. Nízka hladina energie, ktorá sa používa pri prístroji beurer Velvet Skin Pro, znižuje potenciálna možnosť vzniku poškodenia alebo komplikácií a prispieva k vašej celkovej bezpečnosti.
- **Beurer Velvet Skin Pro chráni vašu pokožku**
Epilácia založená na pôsobení svetla nie je vhodná pre prirodzene tmavšie odtiene pokožky alebo pre opálenú pokožku. Prístroj beurer Velvet Skin Pro je dodávaný spolu so zabudovaným snímačom typu pleti, pomocou ktorého je možné zmerať farbu ošetrovanej časti pokožky, čo umožňuje použitie len na vhodných odtieňoch pokožky. Táto bezpečnostná funkcia vám nedovolí ošetriť pokožku vtedy, ak je príliš tmavá alebo príliš opálená. Aplikčné okienko disponuje vstavanou ochranou pred UV žiarením, vďaka ktorej je blokové škodlivé UV žiarenie.
- **Beurer Velvet Skin Pro chráni vaše oči**
Prístroj beurer Velvet Skin Pro má pre ochranu očí zabudovaný snímač kontaktu s pokožkou. Bol navrhnutý tak, aby nebolo možné vyslať svetelný impulz v čase, keď je prístroj držaný vo vzduchu. Záblesk svetla sa spustí až vtedy, ak bude snímač kontaktu s pokožkou pevne priliehať ku koži.

6. Popis prístroja



1. Záblesková lampa
2. Aplikčné okienko
3. Spúšťacie tlačidlo (po spustení 3 zábleskov za sebou sa nastaví režim "Auto-Flash".)
4. Ukazovateľ stupňov energie
5. Ukazovateľ stavu nabitie akumulátora
6. Tlačidlo pre nastavenie stupňa energie
7. Tlačidlo pre automatické rozpoznávanie odtieňa kože
8. Kontrolka
9. Snímač odtieňa kože a kontaktu s pokožkou
10. Konektor na nabíjanie
11. nabíjací zásuvka

6.1 Podrobný popis

1. Vypínač - stlačením  vypínača sa prístroj zapína a vypína. Prístroj sa automaticky vypne, keď ho nebudete viac ako päť minút používať. Pri zapnutí prístroja sa krátko rozsvietia všetky kontrolky na ukazovateli stupňov energie, potom prístroj prejde do nastavenia  stupňa energie 1.

2. Tlačidlo pre automatické rozpoznávanie odtieňa kože - stlačením tlačidla môžete stanoviť odporúčaný stupeň energie pre ošetrovanie príslušného miesta. Tlačidlo sa po stlačení rozsvieti zelene a tlačidlá pre nastavenie stupňa energie blikajú počas desiatich sekúnd. Ak má snímač kontaktu s pokožkou úplný kontakt s požadovaným miestom ošetrovania a vyšle sa svetelný impulz, nastaví sa odporúčaný stupeň energie (podľa odtieňa kože na ošetrovanom mieste) automaticky; na ukazovateli stupňov energie sa rozsvieti kontrolka. Treba upozorniť na to, že odporúčaný stupeň energie sa vytočí len vtedy, ak stlačíte príslušné tlačidlo, nie keď sa zmení odtieň kože alebo ošetrované miesto.

3. Tlačidlá pre nastavenie stupňa energie - tlačidlo **+** (vyšší stupeň energie) a **-** (nižší stupeň energie) umožňujú výber šiestich rôznych stupňov energie. Vždy voľte stupeň energie podľa osobných pocitov, popr. na základe vykonaného testu znášanlivosti pokožky. Pre výber optimálneho stupňa energie môžete pre každé ošetrované miesto použiť tlačidlo pre automatické rozpoznávanie odtieňa kože.

- Stlačením tlačidiel **+** alebo **-** (po zapnutí prístroja) sa energia zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Každým ďalším stlačením sa mení stupeň energie medzi najnižším (označeným číslom "1") a najvyšším stupňom (označeným číslom "6").
- Podľa zvoleného stupňa energie svieti príslušný počet zelených kontroliek na ukazovateli stupňov energie.

4. Ukazovateľ stavu nabitie akumulátora - ukazovateľ poskytuje informácie o stave nabitie akumulátora:

- **Červená** - akumulátor sa nabíja. Upozornenie: Ak zároveň s touto červenou kontrolkou svieti aj kontrolka stupňa energie 1, je prístroj zapnutý.
- **Zelená** - akumulátor je plne nabitý a prístroj je pripojený k externému napájaniu.
- **Červená, pomaly blikajúce** - nízky stav nabitia akumulátora (asi 30 percent).
- **Červená, rýchlo blikajúce** - veľmi nízky stav nabitia akumulátora (asi 10 percent). Upozornenie: Ukazovateľ stavu nabitie akumulátora svieti na zeleno, popr. bliká na červeno len vtedy, keď je prístroj zapnutý.

5. Kontrolka - táto kontrolka na zadnej strane prístroja má viac funkcií pre zobrazovanie prevádzkového režimu (pozri tabuľku).

Kontrolka	Režim	
Svieti zelene	Zapnuté	Zariadenia pripravené pre svetelný impulz. Pri vyslaní svetelného impulzu, popr. Medzi svetelnými impulzmi nesvieti žiadna kontrolka.
Rozsvieti sa oranžovo	Uvoľnenie svetelného impulzu je zablokované	Prístroj z dôvodu nedostatočného kontaktu s pokožkou nevyšle žiadny svetelný impulz.
Rozsvieti sa červeno	Uvoľnenie svetelného impulzu je zablokované.	Prístroj nevyšle neprimeraného odtieňa kože (vysoká hodnota podľa Fitzpatricka, viď údaje na zadnej strane návodu na použitie) žiadny impulz.
Bliká oranžovo	Poukázanie na ukončenie prevádzkovej doby	Poukazuje na skorý koniec prevádzkovej doby zábleskovej lampy.
Svieti na červeno	Koniec prevádzkovej doby dosiahnutý	Prístroj je trvalo zablokovaný, záblesková lampka dosiahla koniec svojej životnosti, objavila sa interná závada alebo aplikačné okienko nie je riadne umiestnené na prístroji.

7. Skôr než začnete

KROK 1: Skontrolujte, či je pre vás prístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný



VAROVANIE

Pred prvým použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro skontrolujte, či je pre vás prístroj vhodný. Preverte, či je pre vás prístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný, pozri kapitolu "4. Varovné a bezpečnostné pokyny" a podľa tabuľky farieb ochlpenia a typov pokožky na zadnej strane tohto návodu na použitie zistíte, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre typ vašej pokožky a farbu vášho telesného ochlpenia, a či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie, bude táto skutočnosť uvedená symbolom "x" v tabuľke).

KROK 2: Test znášanlivosti pokožky



VAROVANIE

Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro prevedte test znášanlivosti pokožky. Pomocou testu znášanlivosti pokožky má byť zistené, ako vaša pokožka reaguje na ošetrovanie prístrojom beurer Velvet Skin Pro. Ďalej vám pomôže pri nastavení optimálneho stupňa energie pre každú ošetrovanú oblasť. Na každom mieste pokožky, ktorú chcete ošetrovať, vykonajte 48 hodín pred kompletným ošetrovaním test znášanlivosti pokožky



Upozornenie

Pri ošetrovaní tváre by mal byť vykonaný test znášanlivosti pokožky na ploche bez ochlpenia, ako napríklad pod uchom alebo na boku na krku.

1. Pred použitím dbajte na to, aby bola pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov kozmetických prípravkov, napr. púdru, krému, make-upu, antiperspirantu alebo deodorantu).



VAROVANIE

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro V ŽIADNOM PRÍPADE nečistite pokožku horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

2. Nastavte prístroj tak, ako je popísané v kapitole "8.1 Prvé použitie" v bode 2 až 5.

3. Umiestnite svetelnú plochu prístroja na požadovanú testovanú oblasť a dbajte na úplný kontakt s pokožkou.

4. Prístroj je automaticky nastavený na najnižší stupeň energie. Stlačením spúšťacieho tlačidla uvoľníte prvý impulz so stupňom energie 1. Uvidíte jasný záblesk svetla, počujete praskavý zvuk a prípadne ucítite mierne pálenie a / alebo pôsobenie tepla. Prístroj bude do 3 sekúnd pripravený pre ďalší impulz a kontrolka na prístroji beurer Velvet Skin Pro bude svietiť nepretržite zeleno.

5. Zdvihnite aplikačné okienko z pokožky a umiestnite ich na ďalšie miesto testovanej oblasti.



Upozornenie

Stupeň energie zvýšte len vtedy, ak vám predchádzajúci stupeň energie nie je nepríjemný. Ak je vám už stupeň energie 1 nepríjemný, stupeň energie nezvyšujte.

6. Tlačidlom pre nastavenie úrovne energie "+" môžete zvýšiť úroveň energie o stupeň 1. Kontrolka pre úroveň energie sa rozsvieti podľa zvolenej úrovne energie. Stlačením spúšťacieho tlačidla uvoľníte druhý impulz so stupňom energie 2.

7. Kroky 5 a 6 zopakujte iba vtedy, ak sa cítite dobre a kým nie je dosiahnutý najvyšší stupeň energie 6. Ak máte nepríjemný pocit, test ukončíte, pretože pri zvyšovaní energetických úrovní existuje riziko negatívnych následkov. Test ihneď ukončíte, ak zistíte negatívne účinky, napr. extrémne začervenanie alebo tvorba pľuzgierikov.

8. Počkajte 48 hodín a skontrolujte ošetrované miesto na pokožke. Ak je pokožka ošetrovaného miesta normálna (bez reakcie alebo len mierne sčervenanie), môžete pokračovať v kompletnom ošetrovaní s najvyšším stupňom energie, ktorý ste pri teste cítili ako príjemný. Pokiaľ pri nízkom stupni energie sami zistíte extrémne začervenanie, opuch alebo tvorbu pľuzgierikov, nerobte na tomto mieste kompletné ošetrovanie.



Upozornenie

Nevykonávajte kompletné ošetrovanie so stupňom energie, ktorý ste vopred neotestovali! Testované miesto ošetríte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu.

KROK 3: Pre najlepšie výsledky postupujte pri epilácii prístrojom beurer Velvet Skin Pro podľa plánu

Typický cyklus rastu ochlpenia môže trvať 18-24 mesiacov. Počas tejto doby môže byť pre dosiahnutie epilácie s dlhodobým účinkom nutné absolvovať niekoľko ošetrovaní prístrojom Velvet Skin Pro. Účinnosť epilácie je u jednotlivých ľudí rôzna a závisí na ošetrovanom mieste a farbe ochlpenia a na tom, akým spôsobom sa prístroj beurer Velvet Skin Pro používa.

Typický plán epilácie prístrojom beurer Velvet Skin Pro behom kompletného cyklu rastu ochlpenia:

- Prvé 3-4 epilačné ošetrovanie prístrojom beurer Velvet Skin Pro by mala byť s odstupom približne dvoch týždňov.

- Ďalších 5-7 epilačných ošetrovaní prístrojom beurer Velvet Skin Pro by malo byť s odstupom približne štyroch týždňov. Potom budete zvyčajne používať prístroj beurer Velvet Skin Pro občas a ak to bude potrebné, kým sa nedosiahne výsledkov s dlhodobým účinkom.

Zodpovedá to odporúčanému plánu ošetrovanie, pomocou ktorého je možné preukázateľne dosiahnuť najlepších výsledkov. Osobný plán ošetrovanie si však môžete tiež vytvoriť inak, a napriek tomu dosiahnete uspokojivých výsledkov.



UPOZORNENIE

Ak je rovnaké miesto ošetrované viac krát ako raz za dva týždne, nezlepší sa tým výsledky epilácie.

Typická následná starostlivosť prístrojom beurer Velvet Skin Pro po dosiahnutí epilácie s dlhodobým účinkom:

Kvôli hormonálnym alebo iným fyziologickým zmenám môže dôjsť k tomu, že sa spiacie vlasové folikuly stanú aktívnymi. Preto je možné, že bude občas potrebné udržiavať epilačné ošetrovanie ako následná starostlivosť prístrojom beurer Velvet Skin Pro.

KROK 4: Pripravte ošetrované miesto

Pred použitím dbajte na to, aby bola pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov kozmetických prípravkov, napr. Púdry, krému, make-upu, antiperspirantu alebo deodorantu).



VAROVANIE

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro nečistite pokožku horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávanie odtieňa kože

Stupeň energie

Stupeň energie určuje intenzitu svetelného impulzu prístroje beurer Velvet Skin Pro, ktorý je vysielaný na vašu kožu (od najnižšieho stupňa (-) po najvyššiu (+)). Ukazovateľ stupňov energie na prístroji ukazuje zvýšenie stupňa energie. So zvyšujúcim sa stupňom energie sa tiež zlepšujú výsledky epilácie, avšak tiež riziko možných vedľajších výsledkov a komplikácií. Prvé epilačné ošetrenie začnite vždy so stupňom energie, ktorý prístroj na základe rozpoznania odtieňa kože automaticky určil a ktorý potvrdil test znášanlivosti pokožky.

Automatické rozpoznanie / meranie odtieňa kože

Pomocou automatického rozpoznania odtieňa kože prístroj zobrazí intenzitu energie vhodnú pre váš typ pleti.



UPOZORNENIE

- V záujme bezpečnosti voľte vždy najtmavší miesto na pokožke (napr. Vonkajšia strana holene, chrbát ruky, atď.)

Dôležité: Pred použitím prístroja na inom mieste musíte vykonať nové merania.

- V režime rozpoznávania odtieňa kože prístroj nevysiela žiadne svetelné impulzy.
- Ak budete chcieť rozpoznávanie odtieňa kože predčasne ukončiť, môžete sa stlačením jedného z tlačidiel pre nastavenie úrovne energie (+ alebo -) opäť vrátiť do normálneho režimu.

Ak počas prvého epilačného ošetrenia, ktoré urobíte s doporučeným stupňom energie, nepocítite žiadne podráždenie alebo len veľmi ľahké, a to aj po ošetrení, môžete pri každom ďalšom ošetrení energiu zvýšiť o 1 stupeň.



VAROVANIE

Stupeň energie nezvyšujte, ak počas ošetrenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro a po ňom spozorujete abnormálne bolesti! (Pozri "Krok 6 Zoznámenie sa s možnými vedľajšími účinkami") Počas jedného epilačného ošetrenia nezvyšujte stupeň energie ani vtedy, ak žiadne problémy nepocítujete. Podráždenie sa môže vyskytnúť aj nejakú dobu po použití.

KROK 6: Zoznámenie s možnými vedľajšími účinkami pri použití prístroja beurer Velvet Skin Pro

Pokiaľ používate prístroj beurer Velvet Skin Pro podľa pokynov v tomto návode na použitie, sú vedľajšie účinky a komplikácie súvisiace s používaním prístroja beurer Velvet Skin Pro vzácne. Avšak každé 13 kozmetické ošetrenia, vrátane metód, ktoré boli vyvinuté pre domáce použitie, je spojené s istým rizikom. Preto je dôležité, aby ste pochopili a akceptovali možné riziká a možné komplikácie, ktoré môžu nastať u domácich epilačných systémov so svetelnými impulzmi.

Komplikácie	Pravdepodobnosť komplikácie	Vedľajší účinok	Pravdepodobnosť vedľajšieho účinku
Pôsobenie niekoľkých impulzov na rovnakom mieste pokožky	Nízka	Mierne podráždenie pokožky	Nízka
		Začervenanie pokožky	Nízka
		Zvýšená citlivosť pokožky	Nízka
		Poranenia pokožky a popáleniny	Vzácnny výskyt
		Tvorba jaziev	Vzácnny výskyt
		Pigmentové zmeny	Vzácnny výskyt
		Nadmerné začervenanie a opuch	Vzácnny výskyt
		Infekcia	Zanedbateľný výskyt
		Modriny	Zanedbateľný výskyt

Mierna bolesť pokožky

Aj keď je systém domácej epilácie pomocou svetelných impulzov všeobecne veľmi dobre znášaný väčšina užívateľov pociťuje pri týchto aplikáciách mierne nepríjemné pocity, ktoré sú obvykle opísané ako pocit mierneho bodania na ošetrovanej koži. Pociťovanie bodania zvyčajne pretrváva počas samotnej doby použitia alebo niekoľko minút po tomto použití. Všetko, čo je za hranicou tohto mierne nepríjemného pocitu, však nie je bežné a znamená to, že by ste buď nemali pokračovať s používaním prístroja beurer Velvet Skin Pro, pretože epilačné aplikácia nie je pre vás vhodná, alebo že je nastavenie stupňa energie príliš vysoké.

Začervenanie pokožky

Vaša pokožka môže ihneď po použití prístroja beurer Velvet Skin Pro alebo do 24 hodín po použití sčervenať. Začervenanie zvyčajne do 24 hodín zmizne. Pokiaľ toto začervenanie nezmizne do 2 až 3 dní, vyhľadajte lekára.

Zvýšená citlivosť pokožky

Pokožka ošetrovanej plochy je citlivejšia, takže sa môžete stretnúť s prípadom vysušenie alebo odlupovanie pokožky.

Poranenia pokožky a popáleniny

Veľmi zriedka môže po ošetroaní dôjsť k popáleninám alebo k poraneniu pokožky. Hojenie takýchto popálenín alebo rán môže trvať niekoľko týždňov a veľmi zriedka môže zostať viditeľná jazva.

Tvorba jaziev

Hoci je tento jav veľmi vzácnny, niekedy sa môže objaviť trvalé zjazvenie. Zvyčajne má toto zjazvenie formu ploché, biele lézie na pokožke (hypotrofické). Toto zjazvenie však tiež môže byť široké a červené (hypertrofické) alebo môže byť široké a môže presahovať okraje poranenia (keloidné). Pre zlepšenie vzhľadu jazvy je rovnako možné, že bude potrebné vykonať následné estetické úpravy.

Pigmentové zmeny

Prístroj beurer Velvet Skin Pro sa zameriava na stvol chĺpku, zvlášť na pigmentové bunky vo vlasovom folikule a na samotný vlasový folikul. Napriek tomu u okolitej pokožky existuje riziko vzniku hyperpigmentácie (zvýšená pigmentácia alebo hnedé zafarbenie) alebo hypopigmentácia (vyblednutie). Toto riziko zmien pigmentácie pokožky je vyššie u ľudí s tmavšou pokožkou. Zvyčajne sa jedná o sfarbenie alebo pigmentové zmeny pokožky, ktoré majú dočasný charakter, permanentná hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia sa vyskytuje len zriedkavo.

Nadmerné začervenanie a opuch

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k veľkému začervenaniu a opuchu ošetrovanej pokožky. K tomuto javu dochádza častejšie na citlivých miestach tela. Začervenanie a opuchy by mali ustúpiť do 2 až 7 dní a je potrebné ich ošetrovať pomocou častého prikladania ľadu. Pokožku môžete jemne umývať, avšak mali by ste sa vyvarovať vystavovaniu pokožky slnku.

Infekcia

Infekcia pokožky je mimoriadne vzácna, ale napriek tomu predstavuje potenciálne riziko ako následok popálenín alebo poranenia pokožky, ktoré boli spôsobené použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro.

Modriny

Použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro môže veľmi zriedka viesť k modrofialovým modrinám, ktoré môžu pretrvávajúť po dobu 5 až 10 dní. Akonáhle modriny vyblednú, môže sa objaviť hrdzavo hnedé sfarbenie pokožky (hyperpigmentácia), ktoré môže byť trvalé.

KROK 7: Čo môžem očakávať od ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Pre mnoho užívateľov môže použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro znamenať ich prvú skúsenosť s týmto zariadením, ktoré funguje na báze svetla a ktoré je určené pre domáce použitie. Použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro je jednoduché a epilačné ošetrovanie prebieha veľmi rýchlo. Počas ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro je bežné, ak nastanú nasledujúce javy:

- **Hluk ventilátora** - Chladiaci ventilátor prístroje beurer Velvet Skin Pro produkuje zvuk, ktorý je podobný sušiči vlasov. Tento jav je normálny.
- **Praskajúci zvuk počas každého impulzu** - Ak je aktivovaný impulz prístroja beurer Velvet Skin Pro, je normálne, ak súčasne sa zábleskom svetla počujete praskajúci zvuk.
- **Mierny tlak aplikačného okienka** - Tento jav je nevyhnutný a užitočný pre lokalizáciu vedľajších svetelných impulzov a je súčasťou bezpečnostných funkcií prístroja beurer Velvet Skin Pro.
- **Pocit tepla a brnenie** - Počas každého svetelného impulzu je úplne normálne, keď máte mierny pocit tepla a brnenia prúdiaceho zo svetelnej energie. Pamätajte, že je dôležité, aby ste pri prvých epilačných ošetrovaniach používali vždy nízke stupne energie. Určité teplo môžete pociťovať až hodinu po použití prístroja Beurer Velvet Skin Pro.
- **Mierne červené alebo ružové sfarbenie pokožky** - Počas ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro alebo bezprostredne po ňom nie je nezvyčajné, ak pozorujete veľmi mierne, ružové sfarbenie pokožky. Toto sfarbenie je zvyčajne najvýraznejší v okolí samotných chĺpkov. Ak však pozorujete plné červené sfarbenie pokožky (začervenanie), tvorbu pľuzgierov alebo popáleniny, okamžite používajte prístroj beurer Velvet Skin Pro prerušte.

8. Používanie prístroja beurer Velvet Skin Pro



VAROVANIE

Pokiaľ chcete používať prístroj v oblasti tváre, prečítajte si najprv pokyny v kapitolách 8.2 až 8.3 a potom pokračujte kapitolou 8.1 "Prvé použitie".

8.1 Prvé použitie

1. Vyberte prístroj z obalu.
2. Skontrolujte, či prístroj, sieťová zástrčka, nastavce alebo kábel nie sú poškodené.
3. Pripojte prístroj k sieti.
4. Pred použitím prístroj nabite (doba nabíjania je cca 2 hodiny).



UPOZORNENIE

Pred použitím dbajte na to, aby bola pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov kozmetických prípravkov, napr. Púdro, krému, make-upu, antiperspirantu alebo deodorantu). Ak by ste mali pocit, že je prístroj nepríjemne horúci, nechajte ho na niekoľko minút vychladnúť. Po krátkej prestávke na schladenie môžete v ošetrovaní pokračovať ako obvykle.



VAROVANIE

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro nečistite pokožku horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

5. Stlačte vypínač a vypnite prístroj.
6. Tlačidlami +/- vyberte správny stupeň energie pre odtieň vašej kože alebo použite automatické rozpoznávanie odtieňa kože (☞).
7. Prístroj priložte v uhle 90 stupňov ku koži tak, aby na ňu nastaviec kompletne doľahol. Integrovaný snímač kontaktu s pokožkou zabraňuje nechceným svetelným impulzom bez kontaktu s pokožkou.
8. Kontrolka na zadnej strane prístroja svieti na zeleno, čo znamená, že môžete pokračovať s ošetrovaním.
9. Stlačte spúšťacie tlačidlo pre vyslanie svetelného impulzu.
10. Prístroj je vybavený režimom "Auto-Flash". Ak pridržíte spúšťacie tlačidlo po dobu 3 po sebe nasledujúcich svetelných impulzov, aktivuje sa tento režim. Prístroj teraz bez ďalšieho stlačení spúšťacieho tlačidla automaticky vysieľa svetelné impulzy, kým má dostatočný kontakt s pokožkou.



UPOZORNENIE

Ak stlačíte *spúšťacie tlačidlo* a vaša pokožka je príliš tmavá alebo príliš opálená, rozsvieti sa kontrolka na prístroji červeno. V tomto prípade prístroj na tomto mieste pokožky neuvoľní žiadny impulz. Pokiaľ prístroj nemá dostatočný kontakt s pokožkou, rozsvieti sa po stlačení spúšťacieho tlačidla kontrolka na prístroji oranžovo. V tomto prípade prístroj tiež neuvoľní žiadny impulz.



VAROVANIE

Neošetrujte rovnakú plochu pokožky častejšie ako raz za jedno epiláčné ošetrenie! Viacnásobným ošetrením jednej plochy pokožky počas jedného epiláčného ošetrenia sa môže zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov. Pokúste sa zabrániť tomu, aby sa impulzy prekrývali.



UPOZORNENIE

Impulzy prístroje beurer Velvet Skin Pro by mali byť aplikované v radách - počnúc na jednom konci každej rady a s postupným pokračovaním smerom k druhému koncu. Táto technika umožňuje lepšiu kontrolu už ošetrovaných plôch pokožky a pomáha vám vyhnúť sa niekoľkonásobnému ošetreniu rovnakej plochy alebo ošetrenie prekrývajúcich sa plôch pokožky. *Svetelná plocha* prístroja beurer Velvet Skin Pro je koncipovaná tak, že sú na ošetrovanej ploche pokožky krátkodobo zanechávajúce otlačené miesta. Táto viditeľná otlačená miesta môžete využiť pre presné umiestnenie ďalšieho impulzu.

11. Zdvihnite prístroj z pokožky a umiestnite ho na ďalšie ošetrované miesto. Pri premiestnení dbajte na to, aby nedošlo k vzniku medzier alebo k prekrývaniu ošetrovanej pokožky. Prístroj sa ihneď znovu nabije a je do 3 sekúnd (na najvyšší stupeň) pripravený na ďalší impulz (kontrolka na prístroji svieti opäť nepretržite zeleno). Postup zopakujte, pokiaľ nebude ošetrovaná celá plocha pokožky.

Po ošetrení prístrojom beurer Velvet Skin Pro

- Keď dokončíte epiláčné ošetrenie prístrojom beurer Velvet Skin Pro, vypnite prístroj stlačením vypínača.
- Po každom epiláčnom ošetrení odporúčame vyčistiť prístroj beurer Velvet Skin Pro, najmä svetelnú plochu, (viď kapitola "9.1 Čistenie prístroja beurer Velvet Skin Pro").
- Po vyčistení sa odporúča uložiť prístroj beurer Velvet Skin Pro do originálnej škatule a uchovávať mimo dosahu vody.

8.2 Ošetrenie tváre



VAROVANIE

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro v tvári na vyšší stupeň energie ako 3.

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro v tvári nad lícnyimi kosťami alebo na očiach, obočie a riasach, pretože to môže viesť k závažnému poškodeniu zraku.

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro počas tehotenstva ani v čase dojčenia.

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro nad sliznicami v oblasti nosa a uší.

Pleť tváre je veľmi citlivá a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť. Bezpodmienečne dodržiavajte všetky varovné a bezpečnostné pokyny v tomto návode na použitie, aby ste zabránili negatívnym následkom. Odporúčame napred vykonať ošetrenie tela a s prístrojom sa zoznámiť skôr, než prejdete na ošetrenie tváre. Pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro môžete ošetrovať všetky zóny tváre pod lícnyimi kosťami ako napríklad horná pera, tvár, čelúšť, bradu a krk.



UPOZORNENIE

Pre jednoduchšie ošetrenie tváre môžete použiť priložený presný nástavec. Tento nadstavec znižuje svetelnú plochu a umožňuje presnejšie ošetrenie. Presný nástavec ľahko upevníte na svetelnú plochu nasadením na hornú časť prístroja. Presný nástavec upevníte tak, aby sa v nadstavci nachádzal príslušný otvor pre snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti. Pokiaľ by bol snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti zakrytý, nie je možné spustenie svetelného impulzu. Presný nástavec používajte len na max. stupeň energie 3 a len vtedy, ak máte odtieň pleti svetlejší než je typ pleti 5. Presný nástavec nepoužívajte dlhšie ako pre 80 impulzov za sebou. Hrozí nebezpečenstvo, že sa červený filter príliš zahreje a mohol by spôsobiť popáleniny



1. 48 hodín pred ošetrením bezpodmienečne vykonajte bodový test znášanlivosti pokožky (pozri kapitolu 7, krok 2). Test znášanlivosti pokožky by mal byť vykonaný na ploche bez ochlpenia, ako napríklad pod uchom alebo zo strany na krku, aby ste zistili vhodný stupeň energie



VAROVANIE

Testovanú plochu ošetrujte najskôr 1 týždeň po vykonanom teste znášanlivosti pokožky.



UPOZORNENIE

Ochlpenie tváre môže byť hormonálne podmienené, takže pre trvalú redukciu ochlpenia môže byť potrebné viac ošetrení.

8.3 Starostlivosť po ošetrení tváre

- Naneste na tvár upokojujúce telové mlieko, napríklad s aloe vera.
- Najmenej 24 hodín sa vyhnite použitia peelingového alebo bieliaceho krému či podobných produktov, pretože by to viedlo k podráždeniu ošetrenej pokožky.
- Najmenej 48 hodín po ošetrení sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu v dĺžke trvania viac ako 15 minút. Ak je nedávno ošetrovaná pokožka počas tohto obdobia vystavená slnečnému svetlu, musíte bezpodmienečne naniesť ochranu proti slnku s faktorom SPF 30 alebo vyšším.
- Vyhnite sa tomu, aby ste ochlpenie na ošetrovaných plochách odstraňovali voskom alebo vytrhávaním.

Nezabudnite na to, že môže trvať celý cyklus rastu ochlpenia, než sa objavia kompletne výsledky epilácie.

9. Starostlivosť o prístroj beurer Velvet Skin Pro

9.1 Čistenie

Po každom epilačnom ošetrení odporúčame vyčistiť prístroj beurer Velvet Skin Pro, zvlášť potom *svetelnú plochu*.



POZOR

Nikdy nevkladajte prístroj beurer Velvet Skin Pro ani žiadnu z jeho častí do vody!

- Použite suchú, čistú utierku a čistiaci prostriedok, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre elektronické prístroje. Jemne utrite povrch prístroja beurer Velvet Skin Pro a zvlášť potom povrch svetelnej plochy.

10. Odstraňovanie chýb

"Prístroj beurer Velvet Skin Pro nejde zapnúť"

- Uistite sa, že je akumulátor prístroja nabitý (podľa zelenej kontrolky ukazovateľa stavu nabitia akumulátora).
- Pokiaľ prístroj IPL nevysiela žiadny svetelný impulz, skontrolujte, či je
 - a) nástavec riadne upevnený na prístroji (prístroj nefunguje, pokiaľ tento nástavec nie je upevnený alebo je upevnený nesprávne).
 - b) je prístroj stále v automaticky aktivovanom bezpečnostnom režime po zistení nedostatočného kontaktu s pokožkou alebo neprípustného odtieňa kože.
 - c) má prístroj dostatočný kontakt s pokožkou.
 - d) ošetrované miesto nie je príliš malé, vyklenuté alebo kostnaté. Aplikačné okienko musia úplne doliehať na ošetrované miesto (pokúste sa kožu napnúť).
 - e) je vysielanie svetelného impulzu zablokované, keď prístroj IPL rozpoznal príliš tmavý odtieň kože. V tomto prípade sa kontrolka krátko rozsvieti červeno.
 - f) V prípade bezpečnostných problémov a pri dosiahnutí prevádzkovej životnosti svieti kontrolka červeno. Prístroj sa potom automaticky vypne.
- Všeobecné závady:
 - a) Aplikačné okienko je nutné vyčistiť podľa pokynov v príslušnej kapitole, ak je zanesené špinou alebo prachom. Obráťte sa na zákaznícky servis, ak nebudete schopní znečistenie odstrániť sami.
 - b) Ak sú svetelné signály po zmene miesta ošetrení vysielané s meškaním, použite prístroj prípadne v chladnejšom prostredí. Vysielanie svetelných impulzov sa za určitých okolností spomaľuje pri vyšších teplotách okolia.
 - c) Ak sa objaví všeobecná závada, vypnite prístroj, počkajte desať sekúnd a opäť ho zapnite.
- Ak máte s prístrojom problémy aj naďalej, obráťte sa na zákaznícky servis.

11. Často kladené otázky

1. Naozaj prístroj beurer Velvet Skin Pro funguje?

Áno. Klinické lekárske štúdie preukázali, že technológia používaná v prístroji beurer Velvet Skin Pro prispieva k dosiahnutiu dlhodobých výsledkov epilácie. Výsledky sa však môžu líšiť podľa cyklu rastu ochlpenia; použitého stupne energie a hrúbky a farby chĺpkov.

2. Kde všade na svojom tele môžem používať prístroj beurer Velvet Skin Pro?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro bol navrhnutý pre epiláciu celého tela. Medzi najčastejšie oblasti, ktoré sú ošetrované prístrojom beurer Velvet Skin Pro, patrí nohy, podpažšie, paže, triesla a tvár pod lícnymi kosťami.

3. Ako dlho trvá jedno ošetrenie pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro?

Táto doba sa líši v závislosti na ošetrovanej časti tela. Ošetrenie celého tela (nohy, paže, podpažšie, triesla a tvár pod lícnymi kosťami) trvá približne 21 minút pri použití najnižšieho stupne energie a veľkého nástavca.

4. Je prístroj beurer Velvet Skin Pro bezpečný?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro bol navrhnutý s mimoriadnym ohľadom na bezpečnosť a používa klinicky testovanú technológiu. Avšak rovnako ako u každého iného produktu alebo elektronického prístroja aplikovaného na pokožku musí byť používaný v súlade s pokynmi pre použitie a bezpečnostnými pokynmi pre užívateľov.

5. Je použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro bolestivé?

Pri správnom použití uvádza väčšina užívateľov prístroja beurer Velvet Skin Pro pocity mierneho tepla v okamihu svetelného impulzu. Používatelia s hustejším a tmavším ochlpením môžu pociťovať mierne väčšie nepríjemnosti, avšak tieto nepríjemné pocity ihneď po ukončení epilačného ošetrenia ustúpia. Prístroj beurer Velvet Skin Pro má 6 stupňov nastavenia energie, ktoré možno použiť v závislosti na vašej citlivosti.

6. Ako často mám prístroj beurer Velvet Skin Pro používať?

Epilačné ošetrenie pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro by mala byť u prvých štyroch ošetrení prevádzkovaná vo dvojtyždňových intervaloch. Piate až siedme ošetrenie vrátane by malo nasledovať v intervale štyroch týždňov. Všetky ďalšie ošetrenie by ste mali vykonávať vtedy, ak ochlpenie dorastie a nebude dosiahnuté požadovaných výsledkov. Pri ošetrení ochlpenie na tvári pod lícnymi kosťami by ste mali prvých šesť ošetrení vykonávať v dvojtyždňových intervaloch. Siedme až dvanásť ošetrení vrátane by malo prebehnúť v intervale štyroch týždňov. Všetky ďalšie ošetrenie by ste mali vykonávať vtedy, ak ochlpenie dorastie a nebude dosiahnuté požadovaných výsledkov.

7. Je prístroj beurer Velvet Skin Pro účinný v prípade bieleho, sivého alebo svetlého ochlpenia?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro funguje najlepšie u tmavších typov ochlpenia alebo u chlpkov, ktoré obsahujú viac melanínu. Melanín je pigment, ktorý ochlpenie a pokožku prepožičiava farbu a absorbuje svetelnú energiu. Čierne a tmavo hnedé ochlpenie reaguje najlepšie. Hnedé a svetlo hnedé ochlpenie reaguje tiež, avšak zvyčajne vyžaduje väčší počet epilačných ošetrení. Istý účinok možno pozorovať u červenovlasého ochlpenia. Biele, sivé alebo svetlé ochlpenie zvyčajne na prístroj beurer Velvet Skin Pro nereaguje, hoci niektorí užívatelia pozorovali výsledky po niekoľkých epilačných ošetreniach.

8. Môžem používať prístroj beurer Velvet Skin Pro na hnedé alebo čierne pokožke?

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro na prirodzene tmavé pokožke! Nebude fungovať! Prístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na báze svetla a odstraňuje nežiaduce ochlpenie pomocou selektívneho ošetrenia vlasového pigmentu. Rôzne množstvo pigmentu sa ďalej nachádza v okolitom tkanive kože. Množstvo pigmentu v pokožke určitej osoby, ktoré sa prejavuje farbou pokožky, určuje mieru rizika, ktorému je táto osoba pri použití prístroja beurer Velvet Skin Pro vystavená. Ošetrenie tmavej pokožky pomocou epilácie fungujúcej na báze svetla môže mať škodlivé následky, ako napríklad popáleniny, pľuzgiere a zmeny farby pokožky (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia). V prístroji beurer Velvet Skin Pro je zabudovaný snímač typu pleti, ktorý vykonáva meranie ošetrovanej pokožky na začiatku každého ošetrenia a príležitostne počas ošetrenia. Snímač typu pleti zabráni ďalšiemu vysielaniu impulzov prístrojom beurer Velvet Skin Pro, akonáhle zistí, že sa prístroj používa na tmavšie pokožke.

9. Kedy uvidím prvé výsledky po ošetrení prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Rovnaké ako u iných prístrojov na epiláciu, ktoré fungujú na báze svetla alebo laseru, nie sú výsledky vidieť ihneď a mohli by ste si dokonca myslieť, že sa vôbec nič nestalo. Niekedy sa zdá, že ochlpenie po epilačnom ošetrení opäť narastie, ale obvyčajne po dvoch týždňoch mnoho z týchto chlpkov jednoducho vypadne. Okrem toho ochlpenie rastie v troch rôznych fázach a epilácia prístrojom beurer Velvet Skin Pro bude mať vplyv iba na ochlpenie v aktívnej fáze rastu. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je pre dosiahnutie požadovaného výsledku potrebné viac ošetrení.

10. Môžu muži používať prístroj beurer Velvet Skin Pro?

Hoci bol prístroj beurer Velvet Skin Pro vyvinutý pre ženy, môže byť vhodný aj pre mužov. Ochlpenie mužov, zvlášť potom ochlpenie na hrudi, bude však pre dosiahnutie požadovaných výsledkov vyžadovať väčší počet epilačných ošetrení než ochlpenia žien.

11. Prečo moje ochlpenie rastie, hoci bola epilácia vykonaná pred týždňom?

Môže sa zdať, akoby chĺpky stále rástli až dva týždne po epiláčnom ošetrení prístrojom beurer Velvet Skin Pro. Tento proces je známy ako "vypudenie" a približne po dvoch týždňoch zistíte, že tieto chĺpky jednoducho vypadnú alebo ich môžete vytiahnuť jemným šklbnutím. (Napriek tomu neodporúčame chĺpky vyťahovať - nechajte ich jednoducho vypadnúť prirodzenou cestou.) Je tiež možné, že niektoré chĺpky nebudú z dôvodu vynechanej aplikácie alebo rôznych fáz rastu prístrojom beurer Velvet Skin Pro ovplyvnené. Toto ochlpenie bude predmetom nasledujúcich ošetrení a to je dôvod, prečo je pre dosiahnutie najlepšieho výsledku potrebných niekoľko epiláčnych ošetrení prístrojom beurer Velvet Skin Pro.

12. Počula som, že niektoré chĺpky po epilácii založené na báze svetla narastú znovu v tenšie a jemnejšie podobe. Je to pravda?

Tento jav bol podrobne zdokumentovaný dermatológmi a lekármi, ktorí používajú pre epiláciu svetelná a laserové zariadenia. Je možné, že niektoré chĺpky dorastú po epilácii prístrojom beurer Velvet Skin Pro v tenšie a jemnejšie podobe. Zvyčajne sa jedná o zlomok chĺpkov, ktoré tu boli pôvodne, a pokračujúce ošetrení na ne môže mať požadovaný účinok.

13. Prečo nie je možné vykonať ošetrenie, ak mám "aktívne" opálenie?

Nepoužívajte prístroj beurer Velvet Skin Pro na opálenej pokožke alebo po vystavení pokožky slnečnému žiareniu. Opálená pokožka, zvlášť po vystavení slnečnému žiareniu, obsahuje veľké množstvo pigmentu melanínu. Platí to pre všetky typy a odtiene pokožky, vrátane tých, ktoré nehnednú príliš rýchlo. Prítomnosť veľkého množstva melanínu vystavuje pokožku vyššiemu riziku vzniku nežiaducich následkov v súvislosti s použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro vrátane popálenín, pľuzgierov a zmien farby pokožky (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia).

14. Je dlhodobé používanie prístroja beurer Velvet Skin Pro nebezpečné pre moju pokožku?

Používanie svetelnej a laserovej energie v estetickej medicíne je po dobu viac ako 15 rokov podrobne zdokumentované v profesionálnych, expertmi preverených odborných časopisoch a v uznávaných inštitúciách, ako je Mayo Klinik. Tieto časopisy a inštitúcie neinformovali o žiadnych vedľajších účinkoch alebo poškodeniach v dôsledku dlhodobého používania svetelných alebo laserových zariadení.

15. Môžem použiť prístroj beurer Velvet Skin Pro na odstraňovanie chĺpkov na tvári alebo iných chĺpkov na tvári?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro sa môže používať na ošetrenie ochlpenia na tvári pod lícnyimi kosťami. Pri používaní na tvári je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby boli vynechané očné partie: prístroj beurer Velvet Skin Pro nie je možné v žiadnom prípade používať okolo očí alebo na očiach. A rovnako ako u ostatných častí tela by sa malo pred ošetrením pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro i po ňom zabrániť vystavení pokožky slnečnému žiareniu. Akceptovanými prostriedky na ochranu proti slnečnému žiareniu sú dostatočne zakrývajúci odev alebo krémy na opaľovanie (SPF minimálne 30), ktoré sa nosia alebo používajú pred ošetrením a po ňom.

16. Ako dlho mám počkať s ošetrením pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro po nechránenom vystavení pokožky slnečnému žiareniu?

Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro po nechránenom vystavení pokožky slnku by sa mala dodržať časová lehota 2 týždňov. Ak si napriek tomu nie ste istí ohľadom vystavenia pokožky slnečnému žiareniu, obráťte sa na svojho lekára.

17. Mám pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro urobiť niečo zvláštne?

Pred každým ošetrovaním pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro je dôležité vyvarovať sa vystavenie ošetrovaného miesta na pokožke slnečnému žiareniu po dobu najmenej 2 týždňov. Pomôcť môže vysoká úroveň UV opaľovacieho krému (SPF 30+) a odev, ktorý zakrýva ošetrovanú plochu. Plocha pokožky, ktorá bude ošetrovaná, by mala byť okrem toho umytá jemným mydlom a vodou a chĺpky by mali byť oholené až k povrchu pokožky.

18. Ako sa mám starať o ošetrovanú plochu pokožky po použití prístroja beurer Velvet Skin Pro?

Plochu ošetrovanú pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro je možné umývať a ošetrovať pomocou štandardných produktov pre starostlivosť o pleť. Zvlášť je nutné dbať na to, aby nedošlo k nechránenému vystaveniu slnečnému žiareniu. Vhodnou protislnečnou ochranu tvorí opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom (30+) a dostatočne zakrývajúci odevy.

12. Likvidácia

Použité, úplne vybité akumulátory sa likvidujú prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, v zberniciach pre zvláštne odpady alebo u predajcov elektrotechniky. Podľa zákona ste povinní akumulátory likvidovať. Na akumulátoroch s obsahom škodlivých látok sa nachádzajú nasledujúce značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,

Hg = batéria obsahuje ortuť.



V záujme ochrany životného prostredia nie je možné prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



Akumulátor prístroja sa likviduje samostatne. Akumulátor sa nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom. Pre informácie o likvidácii sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo príslušný úrad, ktorý má likvidáciu na starosť.

13. Technické údaje

Typ	IPL 8500	
Ošetrovaná plocha	4,5 cm ² / presný nástavec 2 cm ²	
Technológia	IPL (Intense Pulsed Light) pre domáce použitie	
Vlnová dĺžka	475 - 1 200 nm (veľký nadstavec), 550 - 1 200 nm (presný nástavec)	
Max. energetická úroveň	Max. 5 J/cm ²	
Voliteľné stupne energie	6	
Rýchlosť	1 impulz v intervale max. 3 sekúnd (na najvyšší stupeň)	
Max. počet impulzov	300 000	
Rozmery	cca 200 × 175 × 65 mm	
Hmotnosť	cca 480 g	
Teplota	Prevádzka	10–40 °C
	Skladovanie	-10–70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	Prevádzka	30-70% relatívnej vlhkosti vzduchu
	Skladovanie	0-90% rel. vlh. pri teplote 55 ° C (nekondenzujúca)
Akumulátor	Lítium-iónový akumulátor, 7,4 V, 2 500 mAh	
Počet impulzov na jedno nabitie	550 zábleskov	

14. Sieťový adaptér

Číslo modelu	YJS024Y - 1201800
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA
Výstup	12 V  1,8 A
Ochrana	Dvojitá izolačná ochrana
Polarita	
Klasifikácia	Trieda ochrany II

Tabuľka farieb ochlpenie a typov pokožky

Typ po- Och. kože lupenie	I	II	III	IV	V	VI
Čierna	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Tmavo hnedá	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Hnedá	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Tmavo blond	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Svetlá blond	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Červená	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Šedá/ bielá	✗	✗	✗	✗	✗	✗

* Zvoľte energetickú úroveň predovšetkým na základe vášho vlastného pocitu.

** Čím vyššia bude energetická úroveň, tým efektívnejšie bude ošetrovanie



Telo

V prípade potreby ošetrovania opakujte

I. 2 týždne **II. 2 týždne** **III. 2 týždne** **IV. 4 týždne** **V. 4 týždne** **VI. 4 týždne** **VII.**
ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie

Tváre

V prípade potreby ošetrovania opakujte

I. 2 týždne **II. 2 týždne** **III. 2 týždne** **IV. 2 týždne** **V. 2 týždne** **VI. 4 týždne** **VII.**
ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie ošetrovanie

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:
BORGÝ CZ, a. s.
Reklamácie / servis
Hluchov 1353
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika
Tel.: +420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz
www.borgy.cz