

Zariadenie na bezihlovú mezoterapiu

Beauty Fresh Skin Pro



Návod na použitie

DVážená zákazníčka/Vážený zákazník d'akujeme vám za nákup nášho produktu.

Nasledujúca príručka bola vypracovaná na základe najnovších poznatkov v kozmetológii. Krok za krokom vás prevedie bezihlovou mezoterapiou, aby ste mohli naplno využiť silu prístroja a dlho sa tešiť z výsledkov.

O výrobku

Garett Beauty Fresh Skin Pro je najmodernejšie zariadenie na ošetrovanie pleti tváre v pohodlí domova. Má **4 režimy**, takže sa dá použiť na každý typ pleti a každý problém s pleťou.

Zariadenie ponúka bezihlovú **RF mezoterapiu** , **prúdy EMS**, **svetelnú terapiu LED**, **sonickú vibráciu a kryoterapiu**.

Pravidelné používanie prípravku **Garett Beauty Fresh Skin Pro** optimalizuje každodennú starostlivosť o pleť, udržiava ju mladistvú a pevnú a zlepšuje vstrebávanie účinných látok.

SMERY PÔSOBENIA:

- hlbkové čistenie pleti;
- redukcia vrások;
- odstránenie zafarbenia;
- remodelácia tváre;
- rozjasnenie škvŕn a vyrovnanie tónu pleti;
- vyhladenie a zlepšenie štruktúry pleti;
- kontúrovanie oválu tváre;
- redukcia tieňov;
- odstránenie tzv. "vačkov" pod očami a tmavých kruhov;
- liečba akné
- vitamínovanie;

INDIKÁCIE:

- suchá, dehydrovaná pokožka;
- vrásky, strata pevnosti;
- dvojité brada;
- sivá, zemitá farba;
- zafarbenie;
- masťná/zmiešaná, kontaminovaná pokožka;

KONTRAINDIKÁCIE:

- tehotenstvo a dojčenie;
- akútny zápal kože;
- autoimunitné ochorenia;
- očné ochorenia (glaukóm, problémy so sietnicou);
- epilepsia;
- užívanie fotosenzibilizujúcich liekov a bylín;
- všeobecná liečba derivátmi vitamínu A;
- senzibilizácia na svetlo;
- poruchy zrážania krvi;
- fotodermatózy a pluzgierovité kožné ochorenia;
- sklon k zjazveniu;
- rakovina;
- silné opálenie;
- otvorené rany;
- podráždenie a infekcie očí;
- kožné lézie (krčové žily, materské znamienka, znamienka, porušené kapiláry) v ošetrovanej oblasti
- aktívne hnisavé akné, ekzém;
- kardiostimulátor;
- implantáty, napr. zubné, kovové platničky
- nepoužívajte s exfoliačnými prípravkami, chemickým peelingom, mechanickým peelingom, kyselinami
- nepoužívajte s esenciálnymi olejmi
- herpes
- nepoužívajte, ak podstupujete estetické lekárske zákroky (botox, výplne);
- alergie;
- plastické operácie v minulosti;
- nepoužívajte po depilácii voskom;
- nepoužívajte po ošetroaní mikrodermabrázie;
- nepoužívajte po ošetroaní kyselinami alebo inými chemickými peelingami;
- ochorenia srdca;
- vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože;
- chorobné stavy tela, horúčka;
- bezprostredne po použití sauny, solária alebo vystavení sa slnku;

Funkcie produktu

1.RÁDIOFREKVENCIA RF - typ terapie využívajúci elektromagnetické žiarenie na rádiových frekvenciách. Prehrievaním pokožky stimuluje regeneráciu kolagénu, čo má za následok spevnenie a rozjasnenie pokožky. Redukuje vrásky a jazvy a obnovuje pružnosť a žiarivosť.

2.ELEKTROSTIMULÁCIA EMS - metóda využívajúca nízko-frekvenčný pulzný prúd. Zahŕňa stimuláciu svalov, čím sa pokožka stáva pružnejšou, napína sa, odstraňuje sa jej ochabnutie a urýchľuje sa spaľovanie tukov.

3.SONICKÉ VIBRÁCIE - prispievajú k účinnému čisteniu pokožky. Zlepšujú tiež prekrvenie a okysličenie pokožky, vďaka čomu sa účinné látky obsiahnuté v kozmetike rýchlejšie vstrebávajú.

4.LED TERAPIA

- **červené svetlo:** (vlna s dĺžkou 620 nm)

Dostáva sa do hlbokých vrstiev pokožky, aktivuje kolagénové vlákna, zlepšuje krvný obeh, redukuje vrásky a vyhladzuje pokožku. Vhodná pre všetky typy pleti, najmä pre pleť so známami starnutia.

- **modré svetlo:** (vlna s dĺžkou 465 nm)

Zabíja baktérie, má upokojujúci účinok, redukuje akné a jazvičky po akné a sťahuje póry. Má protizápalový účinok. Určené pre masťnú pleť so sklonom k akné a teleangiektázii.

5.KRIOTERAPIA - studený obklad zmierňuje podráždenie a začervenanie, upokojuje a urýchľuje regeneráciu pokožky po tepelných procedúrach. Aplikácia chladu podporuje obnovu buniek a pokožka sa vyhladzuje a spevňuje, čím sa zlepšuje ovál tváre. Chladové procedúry sú vynikajúce na riešenie opuchov spôsobených počas spánku, tzv. "vačkov" a opuchnutých viečok.

 **Striedavá terapia teplom a chladom je účinná pri spevňovaní pokožky.**

Popis produktu



Technická špecifikácia

Názov produktu: Garrett Beauty Fresh Skin Pro	
Frekvencia vibrácií: 10 - 30 Hz	Teplota: 6 - 38°C (+/-5)
Kapacita batérie: 1200 mAh	Čas nabíjania: cca. 150 min
Hmotnosť výrobku (netto): 234 g	Rozmery: 187 x 51 x 63 mm

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na adrese www.garett.pl. Ďalšie produkty a príslušenstvo nájdete na našej webovej stránke.

Návod na použitie

Pred každým použitím prístroja a po ňom je potrebné hlavu dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. Urobte to tak, že ho utriete obrúskom namočeným v dezinfekčnom prostriedku a utrite ho do sucha. Hlavica sa nesmie striekať priamo tekutinou ani ponárať do vody.

- Odstráňte šperky a kontaktné šošovky. Odstráňte make-up z tváre - odporúčame použiť sonickú kefku **Garett Beauty Multi Clean**.
- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania **M/ON** približne 3 sekundy - ozve sa pípnutie. Zariadenie sa automaticky spustí v **režime RF**.
- Jediným stlačením tlačidla napájania zmeníte prevádzkový režim tak, aby vyhovoval vašim individuálnym potrebám.
- Môžete zvýšiť/znížiť výkon zariadenia. Za týmto účelom, stlačte príslušný početkrát tlačidlo zvýšenia výkonu.
- Jednotka je predvolená na najnižšiu úroveň.
- Na čistenie pokožky priložte na hlavu spotrebiča vatový tampón navlhčený vodou/micelárnou vodou.
- **Vždy vykonávajte krúživé/posuvné pohyby smerom zdola nahor alebo od stredu tváre smerom von.**
- Zariadenie nedržte na jednom mieste, pretože to môže mať za následok popálenie/zmrznutie pokožky.

Pri ostatných modalitách použite sérum/ampulu/konzentrát prispôbený potrebám vašej pleti. Môžu to byť vodné gélové prípravky alebo pleťové masky napustené živinami. Ak sa sérum rýchlo vstrebáva, odporúča sa použiť vodivý gél na ultrazvuk, aby sa zvýšilo pohodlie snímača na pokožke.

- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy.
- Zariadenie sa vypne po 5 minútach bez zásahu používateľa.
- Po ošetroaní vyčistíte hlavu prístroja.
- Vyčistíte pokožku - odstráňte alebo vmasírujte prebytočné aktívne produkty.
- Môžete použiť masku prispôbenú potrebám vašej pleti.

Inštalácia kozmetickej podložky

1. Odstráňte magnetický kryt zariadenia.


2. Navlhčite vatový tampón vodou/micelárnym roztokom alebo iným čistiacim prostriedkom. Vyprázdňte ho, aby sa do zariadenia nedostalo príliš veľa tekutiny (nie je vodotesné) a nestieklo vám po tvári.

Odporúča sa používať tenké bavlnené tampóny, aby sa intenzívnejšia prevádzka zariadenia.

3. Utiahnite predtým odstránené magnetické koliesko, / aby ste stabilizovali kozmetickú podložku.

4. Zapnite zariadenie v režime RF. V závislosti od vašich potrieb môžete zvýšiť intenzitu práce. Spotrebič sa zahrieva postupne. Vykonávajúce krúživé a vratné pohyby podľa odporúčaní v návode na použitie. Vyhnite sa oblasti štítnej žľazy.

5. Po ošetrení opäť odstráňte magnetický uzáver a použítu podložku vyhodte. Pokožku osušte a vyčistite. Je pripravená na ďalšie ošetrenie.



 Ošetrenie vykonajte pohybom zariadenia podľa šípok na obrázku

 Prístroj nepoužívajte na týchto častiach tela alebo v okolí očí. Pred začatím zavrite oči.

 Ošetrenie v režime LED je povolené v okolí očí za predpokladu, že sú zatvorené a prístroj sa nenachádza v oblasti očnice.

Prevádzkové režimy

1.RF

Funkcie: RF

Charakteristika: Zahrievanie hlbokých vrstiev epidermy, čím sa zvyšuje produkcia kolagénových vlákien.

Kozmetika: ampulky/sérum/micelárna pleťová voda

Frekvencia: každých 10 až 14 dní

2.RF + EMS

Funkcie: RF + EMS + ionizácia + zvuková vibrácia

Charakteristika: Prehriatie hlbokých partií pokožky, prienik účinných látok, rozjasnenie, hydratácia a výživa pokožky.

Kozmetika: ampulky/sérum/konzentrát vodno-gélovej konzistencie

Frekvencia: každých 10 až 14 dní

3.EMS

Funkcie: EMS + červené LED svetlo

Charakteristika: Zahrievanie kolagénových vlákien, stimulácia tvárových svalov.

Kozmetika: micelárna voda/ampula/sérum

Frekvencia: každých 10 až 14 dní

4.COOL

Funkcie: kryoterapia (studený obklad) + modré LED svetlo

Charakteristika: Funkcia na zníženie opuchu a upokojenie podráždenia po ošetrení.

Kozmetika: upokojujúce, proti opuchom, vitamínové ampulky

Frekvencia: denne/podľa potreby

Poznámky pre používateľov

1.Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2.Výrobok sa nabíja pomocou dodanej nabijacej súpravy.

3.Zariadenie nepoužívajte ani sa ho nepokúšajte odpojiť zo zásuvky mokrymi rukami.

4.Neničte ani neupravujte napájací kábel ani výrobok, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

5.Zabráňte znečisteniu nabijacieho portu a napájacieho kábla.

6.Zastavte nabíjanie, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel alebo sa dokonca jeden z komponentov zahreje.

7.Používanie príslušenstva, ktoré sa nedodáva s týmto výrobkom, môže byť nebezpečné.

8.Výrobok neskladujte vo vlhkých priestoroch, pri vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

9.V prípade poškodenia ho prestaňte používať a obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na servis spoločnosti Garrett.

10.Prístroj nepoužívajte v blízkosti podráždenej, alergickej alebo zapálenej pokožky. **Pozri - kontraindikácie.**

11.Zariadenie nenechávajte v dosahu detí.

Príklad poradia kompletného ošetrenia:

1.Spočiatku RF režim s **vatovým tampónom** (pokožka očistená od nečistôt, zahriata a pripravená absorbovať účinné látky).

2.Potom nasleduje **RF + EMS** (hlbkové zavedenie účinných látok).

3.RF (na dodatočné vypnutie pokožky, pôsobenie proti vráskam).

4.COOL (na upokojenie pokožky na konci a uzavretie pórov).

 **Ak je vaša pokožka po ošetrení červená, napnutá a opuchnutá - použite režim COOL.**

 **Veľmi dobré výsledky spevnenia pokožky sa dosahujú striedaním režimov RF a COOL.**

Zariadenie **Garrett Beauty Fresh Skin Pro** môžete používať v ľubovoľnom ročnom období.. Najlepšie večer, aby sa pleť počas spánku stihla zregenerovať. Počas jednej relácie môžete používať rôzne režimy zariadenia.

Pri kombinovanej liečbe sú účinky ešte účinnejšie. Výber režimov závisí od požadovaných výsledkov.

Odporúča sa séria 5 - 8 ošetrení každých 10 - 14 dní.

 **Nezabúdajte, že len pravidelné používanie prístroja prinesie očakávané výsledky a pravidelné ošetrenia vám ich umožnia dlhodobo udržiavať.**

 **Ošetrenia by sa nemali vykonávať bezprostredne po použití solária, sauny alebo po opaľovaní alebo bezprostredne pred odchodom do chladu.**

 **Po ošetrení a počas vykonávania série chráňte tvár krémom s ochranným faktorom SPF.**

Opravy a údržba

1.V prípade poškodenia alebo poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o opravu jednotky svojpomocne môže mať za následok poškodenie jednotky a stratu platnosti záruky.

2.Po každom použití výrobok dôkladne vyčistite. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani iné stimulatory.

3.Zariadenie nie je úplne vodotesné a nemalo by sa umývať vodou.

4.Pri dlhšom nepoužívaní sa odporúča zariadenie pravidelne nabíjať a skladovať na suchom a chladnom mieste, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Záruka a reklamácia

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Záručné podmienky/kontaktné údaje sú k dispozícii na strane:

www.garett.eu

Výrobca:

GARETT sp. z o.o.

ul. Targowa 18/1413

25 - 520 Kielce

www.garett.eu

 Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

CE FCC RoHS  

Vyrobené v ČR
v. 1/24

CE GARETT SPÓLKA Z O.O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so Smernicami 2014/30/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.garett.eu